


TePe® Gingival Gel

Koko: 20 ml

- Sisältää klooriheksidiiniä (0,2 %) taistelemaan bakteereita vastaan ja fluoria (0,32-prosenttinen NaF), joka vahvistaa hampaiden kiillettä ja suojaa herkkiä juuripintoja.
- Hankaamaton, ilman alkoholia ja väriaineita.
- Tuore mintun maku ja pehmeä koostumus.
- Tarjoaa lisäsuojaa kariesta vastaan.



x1



x1




Käytä korkkia kulkona geelin levittämistä varten.




TePe® Dental Floss

Pituus: 5 m / 40 m

- Hammaslankaa suositellaan ahtaisiin hammasväleihin, joihin hammasväliharja ei sovi.
- Laajeneva hammaslanka, joka sopii erikokoisiin hammasväleihin, koska se mukautuu hammastilaan.
- Liukuu helposti hampaiden väliin kasviva- ja avokadoöljyynnoitteen ansiosta.
- Raikas mintun maku.



642 095 (5 m)



641 230 (40 m)



Liikuta hammaslankaa varovasti jokaista hampaan pintaa pitkin.



TePe® Travel Case

- Käytännöllinen matkapakkaus TePe® Hammasväliharjalle, TePe Mini Flosserille™ tai TePe EasyPickille™.
- Ilmareiät, joiden avulla harjakset pääsevät kuivumaan.
- Hygieeniseen säilytykseen matkoilla.
- Valmistettu uusiutuvista materiaaleista massatasemenetelmällä.²



922 428 (ripustimella)
922 028



TePe® Bridge & Implant Floss

Määrä: 30 kpl

- Leveä ja pehmeä hammaslanka, joka puhdistaa tehokkaasti.
- Lyhyet langat ja jäykät lankojen päät helpottavat käyttöä ja hammasväleihin pääsyä.
- Korvaamaton apu implanttien, siltojen ja oikomiskojeiden puhdistukseen.
- Päivittäinen käyttö auttaa pitämään ikenet terveinä.



672 255



672 655

