


Hammasvälien puhdistus

Hammasvälien puhdistukseen keskittyminen pitää välit kiiltävinä ja on välttämätöntä terveen hymyn ylläpitämiseksi. Tarjoamme valikoiman hammasvälituotteita, jotka on suunniteltu sopimaan jokaiselle yksilölle ja kaikenlaisiin hammasväleihin.

Suosittelen juuri oikeaa hammasvälien puhdistustuotetta

Hammasväliharja on ihanteellinen työkalu, kun hampaiden välissä on riittävästi tilaa. Se tavoittaa ja puhdistaa tehokkaasti hampaiden kolot, myös koverat pinnat, jotka hammaslanka saattaa jättää huomaamatta.

Kapeissa väleissä, joissa ikenet täyttävät kokonaan hampaiden välisen raon, hammaslangan tai hammastikun käyttö riittää usein pitämään alueen puhtaana.






TePe® Hammasväliharja Original

Tutkimusten mukaan hammasväliharjat ovat tehokkain työkalu plakin poistamiseen hammasväleistä. Harjamme on kehitetty yhdessä hammaslääketieteen asiantuntijoiden kanssa parhaan toimivuuden, mukavuuden ja laadun varmistamiseksi. Tarjoamme 9 värikoodattua ISO-standardin mukaista kokoa, joten kaiken-tyyppisiin hammasväleihin – niin leveisiin kuin kapeisiin – löytyy sopiva koko.

Koska hammasväliharjojen koot on värikoodattu, sinun on helppo muistaa, minkä kokoisen harjan tarvitset. Kaikki hammasväliharjojen varret on valmistettu uusiutuvista materiaaleista massatase menetelmällä.²

Harjakset peittävät koko metallilangan ja puhdistavat siten turvallisesti ja hellävaraisesti.

Muovipinnoitettu metallilanka ja pyöristetty kärki tekevät harjasta turvallisen ja miellyttävän käyttää.



Pienimmissä harjoissa (koot 0–3) on taipuisa kaula, joka parantaa kestävyttä ja helpottaa käyttöä.

Suuremmissa harjoissa on paksumpi taivutettava metallilanka.



Ergonominen varsi takaa tukevan otteen.



Tuotteemme on käytettävällinen värikoodattujen kokojensa ansiosta.



Muovisuojusta voidaan käyttää hygieenisenä suojana tai varrenpidentäjänä.




TePe® Hammasväliharja Original on saatavana myös lajitelmapakkaussessa.



112 299




Väri: Roosa
ISO-koko: 0
PHD-koko: 0,6 mm
Metallilangan halkaisija: 0,4 mm



131 610 131 210 132 410




Väri: Oranssi
ISO-koko: 1
PHD-koko: 0,7 mm
Metallilangan halkaisija: 0,45 mm



131 220 132 420




Väri: Punainen
ISO-koko: 2
PHD-koko: 0,9 mm
Metallilangan halkaisija: 0,5 mm



131 630 131 230 132 430




Väri: Sininen
ISO-koko: 3
PHD-koko: 1,1 mm
Metallilangan halkaisija: 0,6 mm



131 640 131 240 132 440




Väri: Keltainen
ISO-koko: 4
PHD-koko: 1,3 mm
Metallilangan halkaisija: 0,7 mm



111 650 111 250 112 450




Väri: Vihreä
ISO-koko: 5
PHD-koko: 1,6 mm
Metallilangan halkaisija: 0,8 mm



111 660 111 260 112 460




Väri: Lila
ISO-koko: 6
PHD-koko: 2,0 mm
Metallilangan halkaisija: 1,1 mm



111 270 112 470




Väri: Harmaa
ISO-koko: 7
PHD-koko: 2,6 mm
Metallilangan halkaisija: 1,3 mm



111 280 112 480



Väri: Musta
ISO-koko: 8
PHD-koko: 3,4 mm
Metallilangan halkaisija: 1,5 mm



111 290 112 490




TePe® Hammasväliharja Extra Soft

- Erittäin pehmeät harjakset puhdistavat hellävaraisesti ja turvallisesti.
- Kuusi kokoa, kaikki muovipäälysteistä metallilankaa.
- Potilaille, joilla on herkät hampaat, arat ikenet tai kuiva suu sekä postoperatiivisesti suukirurgisten toimenpiteiden jälkeen*.




*Kysy neuvoa suukirurgian jälkeisestä harjauksesta suunhoidon ammattilaiselta.


Väri: Oranssi
ISO-koko: 1
PHD-koko: 0,7 mm
Metallilangan halkaisija: 0,45 mm




Väri: Sininen
ISO-koko: 3
PHD-koko: 1,1 mm
Metallilangan halkaisija: 0,6 mm




Väri: Vihreä
ISO-koko: 5
PHD-koko: 1,6 mm
Metallilangan halkaisija: 0,8 mm




Väri: Punainen
ISO-koko: 2
PHD-koko: 0,9 mm
Metallilangan halkaisija: 0,5 mm



Väri: Keltainen
ISO-koko: 4
PHD-koko: 1,3 mm
Metallilangan halkaisija: 0,7 mm




Väri: Lila
ISO-koko: 6
PHD-koko: 2,0 mm
Metallilangan halkaisija: 1,1 mm



TePe Hammasväliharja Extra Soft on saatavana myös lajitelmapakkauksessa.


Väri: Roosa
ISO-koko: 0
PHD-koko: 0,6 mm
Metallilangan halkaisija: 0,4 mm



154 610 154 410




Väri: Oranssi
ISO-koko: 1
PHD-koko: 0,7 mm
Metallilangan halkaisija: 0,45 mm



154 620 154 420




Väri: Punainen
ISO-koko: 2
PHD-koko: 0,9 mm
Metallilangan halkaisija: 0,5 mm



154 630 154 430




Väri: Sininen
ISO-koko: 3
PHD-koko: 1,1 mm
Metallilangan halkaisija: 0,6 mm



154 640 154 440




Väri: Keltainen
ISO-koko: 4
PHD-koko: 1,3 mm
Metallilangan halkaisija: 0,7 mm



154 650 154 450



Väri: Vihreä
ISO-koko: 5
PHD-koko: 1,6 mm
Metallilangan halkaisija: 0,8 mm



154 660 154 460



- Muovipinnoitettu metallilanka turvalliseen käyttöön.
- Pitkä, litteä varsi takaa tukevan otteen.
- Vino harjaspää helpottaa pääsyä erityisesti taaimmisiin hammasväleihin



154 699

TePe Angle™ on saatavana myös lajitelmopakkauksessa.

