

Produktinfo

TePe® Bitstöd ska användas när det är svårt för vårdtagaren att hålla munnen öppen. Den avlastar käken och underlättar munvård. Den förhindrar också att munnen stängs ofrivilligt, skyddar vårdgivarens fingrar och minskar risken för skador i munnen hos vårdtagaren.

Produkten är avsedd för vuxna och barn när munvård utförs av en anhörig, tandvårdspersonal eller hälso- och sjukvårdspersonal. Produkten finns i två storlekar, small och large. Avsett för användning på sjukhus, vårdboenden, omsorgsboenden, tandvårdskliniker eller i hemmiljö. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvara i rumstemperatur och undvik direkt solljus.



Egenskaper

- Hjälpmedel för vårdtagare som har svårt att hålla munnen öppen
- Avlastar käkarna och underlättar munvård
- Skyddar mot okontrollerat bitande och ofrivillig stängning
- Skyddar vårdgivarens fingrar och förhindrar skador på munnens vävnader hos vårdtagaren
- Återanvändbar

Material Copolyester

Användarinstruktioner

Placera Bitstödet på ditt finger eller din tumme och för in det mellan över- och underkäken, helst bakom hörntänderna. Vårdtagaren kan vila käken mot Bitstödet under munvården. I vissa fall kan vårdtagaren själv hjälpa till genom att hålla

produkten. Välj
small eller large
beroende på
vårdgivarens
fingerstorlek och
vårdtagarens mun.
När du utför
munvård på någon
annan, tänk på att
munnen är ett
intimt område. Var
varsam och
berätta vad du gör.

Produkten kan
rengöras i
diskmaskin eller
diskdesinfektor
med
rengöringsmedel
med ett pH-värde
mellan 7 och 13,
upp till 30 gånger
(90 °C). Vid daglig
användning bör
produkten bytas
ut en gång per
månad eller
tidigare om den
ser sliten ut. Om
den används på en
och samma
vårdtagare ska
den sköljas och
torkas mellan
användningarna
eller rengöras i
diskmaskin vid
behov. Om den
används på flera
vårdtagare ska
bitstödet rengöras
i diskmaskin eller
diskdesinfektor
mellan varje
användning.

Items

Förpackningstyp	Artikelnummer	EAN konsument	Enheter (konsumentförpackning)	Enheter (detaljhandelsförpackning)
Blister	971311	7350177351683	2	6
Blister	971312	7350177351720	2	6