

Tuotetiedot

TePe® Purentatuki on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun hoidettavan on vaikea pitää suuta avoinna. Se vähentää leukaan kohdistuvaa rasitusta ja helpottaa suunhoitoa. Purentatuki estää myös suun tahattoman sulkeutumisen, suojaa hoitajan sormia ja vähentää riskiä suun alueen vammoihin hoidettavalla. Tuote on tarkoitettu aikuisille ja lapsille, kun suunhoitoa tekee omainen, suun terveydenhuollon ammattilainen tai sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Tuote on saatavilla kahdessa koossa: small ja large. Tarkoitettu käytettäväksi sairaaloissa, hoivakodeissa, palveluasumisessa, hammashoitoloissa tai kotiympäristössä.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Säilytä huoneenlämmössä ja vältä suoraa auringonvaloa.

Käyttöohjeet

Aseta purentatuki sormen tai peukalon päälle ja vie se ylä- ja alaleuan väliin, mieluiten kulmahampaiden taakse. Hoidettava henkilö voi tukea leukansa purentatukeen suunhoidon aikana. Joissakin tapauksissa hoidettava voi osallistua pitämällä tuotetta itse. Valitse small tai large hoitajan sormien koon ja hoidettavan suun koon mukaan. Kun teet suunhoitoa toiselle henkilölle, muista että suu on herkkä ja intiimi



Ominaisuudet

- Hoitoa saaville henkilöille, joilla on vaikeuksia pitää suu auki
- Vähentää leukaan kohdistuvaa rasitusta ja helpottaa suunhoitoa
- Suojaa hallitsemattomalta puremiselta ja tahattomalta suun sulkeutumiselta
- Suojaa hoitajan sormia ja estää suun kudolvaurioita hoidettavalla
- Uudelleenkäytettävä

Materiaali Copolyester

alue. Toimi
hellävaraisesti ja kerro,
mitä olet tekemässä.

Tuote voidaan puhdistaa
astianpesukoneessa tai
desinfointikoneessa
puhdistusaineilla, joiden
pH-arvo on 7–13,
kuitenkin enintään 30
pesukertaa (90°C).
Päivittäisessä käytössä
tuote tulee vaihtaa
kerran kuukaudessa tai
aiemmin, jos se näyttää
kuluneelta. Jos tuotetta
käyttää yksi (1)
hoidettava, se tulee
huuhdella ja kuivata
käyttökertojen välillä tai
pestä tarvittaessa
astianpesukoneessa. Jos
tuotetta käytetään
useilla hoidettavilla,
tuote tulee puhdistaa
astianpesukoneessa tai
desinfointikoneessa
jokaisen käyttökerran
jälkeen.

Items

Pakkaustyyppi	Tuotenumero	EAN kuluttajapakkaus	Määrä (kuluttajapakkaus)	Määrä (myyntierä)
---------------	-------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------