

## English

### INSTRUCTIONS FOR USE

REF: VAPOR C

1. Place the unprocessed steam supplement in each package and place the bag, container or basket inside the autoclave;
2. process the load according to the manufacturer's instructions;
3. the cycle has done correctly if the migrating bar has reached the green zone "ACCEPT". If the migrant bar remains in the red "REJECT" zone, it is recommended to repeat the procedure process using a new supplement.

For professional use only

## Swedish:

BRUKSANVISNING REF: VAPOR C

1. Lägg den oprocessade ångindikatorn i varje förpackning och placera påsen, behållaren eller brickan i autoklaven.
2. Bearbeta lasten enligt tillverkarens instruktioner.
3. Cykeln har utförts korrekt om den mörka stapeln har nått gröna zonen "ACCEPT". Om stapeln fortfarande är i den röda "REJECT" zonen, upprepa proceduren med en ny indikator.

Endast för professionellt bruk.

## Norwegian:

BRUKSANVISNING REF: VAPOR C

1. Legg ubehandlet dampkjemisk indikator i hver pakke og plasser posen, beholdersystemet eller brettet i autoklaven.
2. Behandle lasten i samsvar med produsentens instruksjoner for autoklaven.
3. Syklus er utført korrekt hvis den mørke linjen på dampkjemisk indikator har gått inn i det mørkeblå GODTA-området. Hvis den mørke linjen forblir i AVVIS-området repeter prosedyren med en ny test.

Kun for profesjonell bruk.

**Danish:**

BRUGSANVISNING REF: VAPOR C

1. Placer den ubehandlede dampkemiske indikator i hver pakke og placer posen, beholderen eller bakken i autoklaven.
2. Behandle lasten i autoklaven i overensstemmelse med producentens anvisninger.
3. Cyklussen har fungeret korrekt, hvis den mørke streg på den dampkemiske indikator er nået ind i det mørkeblå GODKEND område, og du må frigive lasten. Hvis den mørke streg ikke er nået ind i det mørkeblå GODKEND område, MÅ DU IKKE frigive lasten.

Kun til professionel brug.

**Finnish:**

KÄYTTÖOHJEET VIITE: VAPOR C

1. Aseta käsittelemätön hörykemiallinen indikaattori jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen ja tarjottimelle ja laita pakkaukset ja tarjottimet autoklaaviin.
2. Käsittele kuorma autoklaavin valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Vapauta kuorma, jos hörykemiallisen indikaattorin tumma palkki on siirtynyt tummansiniseen HYVÄKSY-alueeseen. Jos tumma palkki ei ole siirtynyt tummansiniseen HYVÄKSY-alueeseen, ÄLÄ vapauta kuormaa.

Vain ammattilaiskäyttöön.