

Käyttötarkoitus

Kiinteä guttaperkkanasta juurikanavan täyttämiseen.

Valmistelu ennen käyttöä

1. Tarkista tuotteen viimeinen käyttöpäivämäärä ennen käyttöä ja varmista, ettei tuotteessa ole epäpuhtautta, pölyä tai vieraita aineita. Älä käytä tuotetta, jos guttaperkka on liian kovaa tai liian haurasta tai jos se ei ole kimmoisaa.
2. Lue valmistajan toimittamat ohjeet ja varmista, että ymmärrät ne kokonaan. Perehdy huolellisesti vaihekohtaisiin ohjeisiin.
3. Valmistele kaikki tarvittavat tarvikkeet ja instrumentit ennen toimenpidettä.

Käyttöohjeet

Hammaslääketieteen ammattilaisen on noudatettava seuraavia ohjeita juurikanavan täytössä.

1. Valitse juurenpäähän sopiva guttaperkkanasta ja tarkista työskentelypituus ennen juurikanavan täyttöä. Leikkaa tarvittaessa nastan kärjen ylimääräinen osa ennen guttaperkan asettamista juurikanavaan.
 2. Kun guttaperkkanasta on asetettu juurikanavaan, vahvista röntgenkuvauksella, että guttaperkkanasta sijaitsee 1 mm:n etäisyydellä kärjestä ja sopii täydellisesti juurikanavaan.
 3. Poista guttaperkkanasta juurikanavasta ja kuivaa paperinastalla. Valitse viila, joka on yhtä kokoa pienempi kuin juurikanavan muotoiluun käytetty viila. (Myös muita ammattimaisia juurihoitoon tarkoitettuja instrumentteja voidaan käyttää.) Poinnoita viila täyteaineella ja levitä täyteaine kanavaan. Viimeistele applikoimalla täyteainetta guttaperkkanastan kärkeen noin 1 mm:n alueella ja viemällä se juurikanavaan.
 4. Tämä on yleisin menettelytapa. Hammaslääketieteen ammattilaiset voivat kuitenkin harkita useamman guttaperkkanastan tai muun menetelmän käyttöä potilaan oireiden perusteella.
- ◆ Guttaperkkanastat ovat kertakäyttöisiä.
Älä käytä niitä uudelleen.

Käsittely käytön jälkeen

Guttaperkkanastoja, joita ei ole käytetty toimenpiteessä, on säilytettävä säiliössä huoneenlämpötilassa kontaminaation välttämiseksi.

Käsittely ja varastointi

1. Säilytä huoneenlämpötilassa. (2–27 °C)
2. Pidä poissa palavien ja syttyvien materiaalien ja lämmön läheltä.
3. Käsittele tuotteita varoen ja suojaa niitä iskuilta.
4. Säilytä tuotteita erillään erikoisista ja -tyyppisistä tuotteista.

Käyttöä koskevat varotoimenpiteet

◆ Yleiset huomiot ja varoitukset

1. Vain hammaslääketieteen ammattilaiset saavat käyttää tuotetta. Käyttöohjeita on noudatettava huolellisesti.
2. Älä käytä tuotteita potilaille, jotka ovat sille allergisia.
3. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan ulkoiseen käyttöön, ja tuotteen sisäiseen käyttöön vaaditaan lääkemääräys.
4. Suojaa potilaan hengitystie kofferdamilla ennen toimenpidettä.
5. Sulje kansi tiiviisti käytön jälkeen.

◆ Huomiot käyttössä

1. Tarkista juurikanava sekundaarisen infektion suhteen ennen guttaperkkanastan vientiä juurikanavaan.
2. Valitse samankokoinen ja -paksuinen viila ja guttaperkkanasta.
3. Varmista juurikanavan täyttyminen kokonaan röntgenkuvauksella toimenpiteen jälkeen.

Symbolit**Käyttöikä**

4 vuotta valmistuspäivämäärästä alkaen

Takuu ja vastuunrajoitus

DiaDent Group International korvaa tuotteen, jonka on osoitettu olevan viallinen. DiaDent Group International ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista tai vaurioista, jotka johtuvat kuvatuun tuotteeseen käytöstä tai kyyttömyydestä käyttäjä sitä. Käyttäjän on ennen käyttöä määritettävä tuotteen soveltuvuus suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Tähän liittyvän riskin ja vastuun kantaa käyttäjä.

European Representative

DiaDent Europe B.V.
Antennestraat 70, 1322AS
Almere, the Netherlands
Tel : 31-36-549-8607 FAX : 31-36-536-7317