





<p><b>ITA</b>      <b>ISTRUZIONI PER L'USO</b> <b>BUSTE E ROTOLI LARIDENT</b></p> <p><b>1. ISTRUZIONI PER L'USO</b> Utilizzare le buste e i rotoli LARIDENT per confezionare materiale sanitario che deve essere sterilizzato a vapore e/o ossido di etilene.</p> <p>Saldare il lato aperto con una termosaldatrice rotativa o a impulsi alla temperatura consigliata (150-180 °C) e seguendo le istruzioni del produttore.</p>	<p><b>2. INDICATORI ESTERNI DI PROCESSO PRESENTI SUI PRODOTTI:</b></p> <p>Indicatore per ETO (GAS): Giallo/Marrone sterilizzato Indicatore per VAPORE: Marrone sterilizzato</p> <p>Il prodotto è monouso. Non usare se la confezione è danneggiata.</p>	<p><b>3. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO</b> Non esporre alla luce solare diretta e vicino a fonti di calore. Si consiglia: - temperatura 10-30 °C prima dell'uso. - Umidità relativa: 30-60 % prima dell'uso. Non danneggiare i cartoni durante la manipolazione o l'immagazzinamento.</p> <p><b>EN 868-5    ISO 11607-1</b></p>  <p><b>LARIDENT</b> MADE IN ITALY SINCE 1985</p>  <p>Via Lamaneigra, 12R (Ponte Rimessa) 16030 Tribogna (GE) - Italia Tel. 0185 939481 - www.larident.it</p>
<p><b>GB</b>      <b>INSTRUCTION FOR USE</b> <b>LARIDENT POUCHES AND REELS</b></p> <p><b>1. INSTRUCTIONS FOR USE</b> Use LARIDENT pouches and reels to pack medical devices to be sterilized by steam or EO gas.</p> <p>Seal the open end(s) with a rotary or impulse sealing machine at the recommended temperature (150-180 °C) and following the instructions of the sealing machine manufacturer.</p>	<p><b>2. EXTERNAL INDICATORS PRINTED ON THE PRODUCTS:</b></p> <p>EO gas: Yellow/Brown sterilized Steam: Brown sterilized</p> <p>The packaging is for single use only. Do not use if pack is damaged.</p>	<p><b>3. STORAGE CONDITIONS</b> Keep away for direct sunlight and heat. We recommend: - Store at temperature 10-30 °C before use. - Relative humidity: 30-60 % before use. Outer cartons should not suffer physical damage in handling and storage.</p> <p><b>EN 868-5    ISO 11607-1</b></p>  <p><b>LARIDENT</b> MADE IN ITALY SINCE 1985</p>  <p>Via Lamaneigra, 12R (Ponte Rimessa) 16030 Tribogna (GE) - Italia Tel. 0185 939481 - www.larident.it</p>