

BRILLIANT Lumina

Käyttöohje

FI

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä myöhempää tarvetta varten.

1. TUOTEKUVAUS

BRILLIANT Lumina on ammattilaiskäyttöön tarkoitettu hampaiden valkaisutuote, joka sisältää kaksi komponenttia (geelin ja aktivaattorin). Tuote on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä hoidossa.

2. TARKOITUS

BRILLIANT Lumina on tarkoitettu hammasaineksen ulkoiseen valkaisuun potilaan hymyn korjaamiseksi parantamiseksi.

HUOMIO

Valkaisutulos määräytyy potilaan kliinisen tilan mukaan. Restauroitavia on ehkä vaihdettava hoidon jälkeen.

3. AINESOSISTA (INCI)

Geeli: vesi, ftalimidiperoksikapronihappo, glyseriini, ksantaanikumi, mononatriumsitraatti, PVM/MA-kopolymeeri, natriumhydroksidi, C12-15 Paraffiini-3

Aktivaattori: vesi, natriumhydroksidi

4. VASTA-AIHEET

Älä käytä, jos potilaan tiedetään olevan allerginen tuotteen ainesosille. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi potilaille, jotka eivät kuulu kohdepotilasryhmään.

5. VAROTOIMENPITEET

Geelin valmistelun aikana on aina käytettävä suojalaseja ja -käsineitä.

VAARA

Geeli: varo aineen joutumista silmiin. Huuhtelee silmät välittömästi, jos tuotetta on päässyt niihin. **Aktivaattori:** älä päästä suoraan kosketukseen potilaan (ihon/silmien/limakalvojen) kanssa. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja vakavasti silmiä vaurioittavaa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Pese/suihkuta iho vedellä. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.

6. SIVUVAIKUTUKSET SEKÄ YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN AINEIDEN KANS-SA

Ikenien tai suun limakalvon ärsytystä voi ilmetä, jos kofferdamia ei aseteta oikein tai jos sekoitettua geeliä pääsee pehmytkudoksiin. Poista geeli kudoksista välittömästi määrällä sideharsolla ja huuhtelee alue huolellisesti.

7. KÄYTTÄJÄ-/POTILASRYHMÄ

Vain hammashoitohenkilökunnan käyttöön. Soveltuu kaikille potilasryhmille, mukaan lukien ikääntyneet, pois lukien lapset, raskaana olevat ja imettävät, suusairauksia (esim. parodontalisairauksia) sairastavat potilaat ja/tai vakavasti sairastavat potilaat.

8. VALMISTELUT

Ennen valkaisu-toimenpidettä hampaat on puhdistettava ammattimaisesti (biofilmin täydellinen poisto).

Aseta poskienlevitin. Aseta vanurulla huulten ja hampaiden väliin. Kuivaa hampaan pinta ja ikenet kolmisuuntaisella ilma-/vesiruiskulla.

① Viimeistelee eristys kofferdamilla valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

9. ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ

Yksi hoitokerta sisältää 4 käyttöjaksoa, joista kukin kestää 15 minuuttia.

② Lisää 3 tippaa aktivaattoria geelipurkkiin.

③ Sekoita lastalla 60 sekuntia, jotta muodostuu tasainen massa.

④ Levitä geeliä hampaille lastalla.

⑤ Anna geelin vaikuttaa 15 minuuttia.

⑥ Aspiroi geeli pois hampailta. Pyyhi jäljelle jäänyt geeli pois vanurullalla. Älä käytä vettä.

Toista vaiheet ②–⑥ kolme kertaa.

⑦ Kun hoito on valmis, huuhtelee suuta vedellä 60 sekuntia.

⑧ Poista ikenien suoja kokonaan valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.

HUOMIO

Varmista aina, että ikenien suoja on asetettu oikein.

Potilaalle voidaan tehdä useita BRILLIANT Lumina -hoitokertoja. Hoitojen välillä on oltava 14 vuorokautta.

10. SÄILYTYS

Viimeinen käyttöpäivämäärä: katso ulkopakkaus

Varastointilämpötila: 15–25 °C / 59–77 °F

Varastoi kuivassa paikassa.

11. HÄVITTÄMINEN

Voidaan hävittää kotitalousjätteenä hyväksyttyjen jätelaitosten ja vastuuviranomaisten virallisten määräysten mukaisesti. Hävitä vain täysin tyhjenetyn pakkauksen.

12. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Kaikista tämän tuotteen käyttöön liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi valmistajalle.



Cobea AG
Weiheracherstrasse 8
CH-8114 Dänikon

EU Responsible Person

Cobea GmbH
Rathausstraße 15/1/7
AT-1010 Wien

UK Responsible Person

Coltène/Whaledent Ltd.
Kendal House, Victoria Way
Burgess Hill, RH15 9NF/UK

COLTENE International Dental Group

Customer Center
service@coltene.com

Made in Switzerland

COLTENE