



KÄYTTÖOHJE (IFU)

CE-merkitty lääkinällinen laite lääkinällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY (MDD) mukaisesti.

Laite on markkinoilla MDR-asetuksen (EU) 2017/745 artiklan 120 siirtymäsäännösten nojalla.

1. TUOTTEEN NIMI

VIKING STT – keraaminen pehmytkudosleikkuri (Soft Tissue Trimmer)

2. LAITTEEN KUVAUS

VIKING STT on pyörivä, keraaminen pehmytkudosleikkuri, joka on tarkoitettu ien- ja muun suun pehmytkudoksen muotoiluun hammashoidossa. Instrumentti mahdollistaa hallitun kudokäsittelyn ja hyvän hemostaasin ilman vesijäähdytystä.

3. KÄYTTÖTARKOITUS

- Ienkudoksen muotoilu ja konturointi
- Gummy smile -korjaus
- Preparointialueen esilleotto ennen jäljennöstä
- Syvällä sijaitsevien kaviteettien esilleotto
- Furkaatioalueiden avaaminen
- Ienhyperplasioiden poisto
- Implanttien esilleotto abutmentointia ja jäljennöksen ottoa varten

4. KÄYTTÄJÄRYHMÄ

VIKING STT on tarkoitettu ainoastaan hammaslääkäreiden ja muun asianmukaisesti koulutetun hammashoitohenkilökunnan ammattikäyttöön.

5. KÄYTTÖOHJE

Poista veri ja erite huuhtelemalla ja kuivaa alue harsotaitoksella tai kolmitoimiruiskulla. Vie VIKING STT -kärki kudokseen 30–45° kulmassa kevyin, siveltävin liikkein. Älä paina kärkeä liian syvälle kudokseen.

lentaskua avattaessa, esimerkiksi jäljennöstä varten, liikuta kärkeä taskussa tasaisella ja hallitulla liikkeellä tarvittavaan syvyyteen. Marginaalisen ienkudoksen epiteeli tulee säilyttää retraatioiden välttämiseksi.

- Käyttö turbiinissa nopeudella 300 000–450 000 rpm.
- Vesijäähdytystä ei saa käyttää.
- Lämpökoaguloiva vaikutus syntyy instrumentin pyörimisestä kudoksessa ja mahdollistaa tehokkaan hemostaasin.
- Oikein käytettynä VIKING STT voi vähentää elektrokirurgian ja skalpelliterien tarvetta.

6. VAROITUKSET JA VAROTOIMET

VAROITUS: Vältä jatkuvaa kosketusta hampaan, leukaluun tai metallisten rakenteiden kanssa. Kosketus implantteihin tai metallikruunuihin voi vahingoittaa instrumenttia tai aiheuttaa kudოსvaurioita.

7. PUHDISTUS

Puhdistus vedellä ja miedolla saippualla. Käytä nylonharjaa. Älä käytä liuottimia, metalliharjoja tai ultraäänipesua yhdessä muiden instrumenttien kanssa.

8. STERILOINTI

Kuivasterilointi enintään 180 °C tai höyrysterilointi (autoklaavi) 135 °C:ssa 30 minuutin ajan.

9. SÄILYTYS

Säilytä puhdas ja steriloitu instrumentti kuivassa ja pölyttömässä ympäristössä.

10. HÄVITTÄMINEN

Hävitä käytöstä poistettu instrumentti paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti lääkinnällisten laitteiden jätteenkäsittelystä.

11. SÄÄNNÖSTENMUKAISUUS

Tämä lääkinnällinen laite on CE-merkitty direktiivin 93/42/ETY (MDD) mukaisesti ja on edelleen laillisesti markkinoilla MDR-asetuksen (EU) 2017/745 artiklan 120 siirtymäsäännösten nojalla.