

# R-Motion®

**RECIPROICATION  
REDEFINED**



**TURVALLINEN. HELPPO. MINIMAALISEN INVASIIVINEN.**

[www.fkg.ch/r-motion](http://www.fkg.ch/r-motion)

# TYÖSKENTELYVARMUUTTA HELPPOKÄYTTÖISILLÄ, KONSERVATIIVISILLA resiprokaatioinstrumenteilla

## ERITTÄIN JOUSTAVA

R-Motion®-instrumenteissa käytetään yksinoikeudella lämpökäsittelymenetelmää, joka lisää niiden joustavuutta ja turvallisuutta.

## ERITTÄIN KESTÄVÄ

Erinomainen syklisen väsymisen kesto lisää potilasturvallisuutta.

## ERITTÄIN HYVÄ KONTROLLI

Ainutlaatuisen muotoilun ja lämpökäsittelyn ansiosta työskentely on sujuvaa ilman turhia riskejä.

## HELPPOKÄYTTÖINEN JA AIKAA SÄÄSTÄVÄ\*

R-Motion® on muotoilu- ja resiprokaatioinstrumentti, joka sisältää kaiken tarvittavan.

## MINIMAALISEN INVASIIVINEN

Pienten kartiokulmiensa ansiosta R-Motion® resiprokaatiojärjestelmä mukailee juurikanavan anatomiaa paremmin.\*\*

## AINUTLAATUINEN LIUKU- POLKUISTRUMENTTI

Täydellisesti R-Motion®-konseptiin integroitu instrumentti.

### R-Motion®-tuoteperheen instrumentit:

#### LIUKUPOLKUNEULA

R-Motion Glider



#### MUOTOILUNEULA

R-Motion 25



R-Motion 30



R-Motion 40



R-Motion 50



### YKSI SARJA USEIMPIIN TAPAUKSIIN

#### LIUKU- POLKU

R-Motion  
Glider



#### MUOTOILU

R-Motion 25



R-Motion 30



tai\*\*\*


\* Monen neulan järjestelmiin verrattuna.  
\*\* Tavallisiin NiTi-resiprokaatiojärjestelmiin verrattuna.  
\*\*\* Valitse muotoiluinstrumentti valitsemasi hoitomenetelmän mukaan.



# TURVALLISTA ja HALLITTUA hoitoa


## Joustavampi

Instrumentin sininen väri on tunnusomainen ainutlaatuiselle lämpökäsittelylle, jonka ansiosta R-Motion® on joustavampi ja mahdollistaa monimuotoisempien juurikanavien käsittelyn.




## Parempi syklisen väsymisen kesto

FKG omistaa yksinoikeudella lämpökäsittelymenetelmän, jonka ansiosta R-Motion®-instrumentit kestävät syklistä väsymistä erittäin hyvin. Parempi syklisen väsymisen kesto vähentää tunnetusti instrumentin murtumariskiä ja lisää siten potilasturvallisuutta.



## Vähemmän kiertymistä juurikanavan seinämään

R-Motion® muotoilu vähentää sen kiertymistä juurikanavan seinämään. Siten sen etenemistä juurikanavassa voi hallita paremmin.




\* Perustuu FKG:n tekemiin laboratoriokeksiin, joissa R-Motion® verrattiin kilpailijoiden vastaaviin instrumentteihin.

# MINIMAALISEN INVASIIVINEN hyväksi koettujen ominaisuuksien yhdistelmä


## Mukailee juurikanavan anatomiaa paremmin

R-Motion® muotoilu ja parempi joustavuus auttavat keskittämään neulan ja mukailemaan juurikanavaa paremmin.



Pienemmän halkaisijansa ansiosta R-Motion®-instrumentit ovat vähemmän invasiivisia kuin kilpailijoiden vastaavat neulat. Tämä säästää infektoitumattomia alueita ja pienentää riskiä, että dentiiniä poistetaan liikaa.

■ R-Motion 30    — Tavalliset NiTi-resiprokaatiojärjestelmät




## Leikkaa tehokkaammin

R-Motion® pyöreän kolmiomaisen poikkileikkaus ja terävät leikkausreunat sekä uusi optimoitu kärki\*\* ovat täydellinen yhdistelmä, jolla saavutetaan hyvä leikkausteho apeksiin asti dentiiniä säästäen.



## Kuormittaa dentiiniä vähemmän

R-Motion® ainutlaatuinen muotoilu ja pienempi halkaisija kuormittavat dentiiniä merkittävästi vähemmän juurikanavaa käsiteltäessä.




\* Perustuu FKG:n tekemiin laboratoriokeksiin, joissa R-Motion® verrattiin kilpailijoiden vastaaviin instrumentteihin.

\*\* Patenttihakemus on vireillä.

# Tuotteen Tilaustiedot


## RECIPROCATIO LIUKUPOLKU INSTRUMNETTI

### R-Motion Glider


	3× 21mm	Til.nro 135800
15/.03	3× 25mm	Til.nro 135802
	3× 31mm	Til.nro 135804

## RECIPROCATIO MUOTOILU INSTRUMENTTI


### R-Motion 25

	3× 21mm	Til.nro 135810
25/.06	3× 25mm	Til.nro 135812
	3× 31mm	Til.nro 135814


### R-Motion 30

	3× 21mm	Til.nro 135820
30/.04	3× 25mm	Til.nro 135822
	3× 31mm	Til.nro 135824

### R-Motion 40





	3× 21mm	Til.nro 135830
40/.04	3× 25mm	Til.nro 135832
	3× 31mm	Til.nro 135834

### R-Motion 50

	3× 21mm	Til.nro 135840
50/.04	3× 25mm	Til.nro 135842
	3× 31mm	Til.nro 135844





## PAPERINASTAT

### 200 kpl / Itk

	<b>25/.06</b>	08.610.06.025.BC
	<b>30/.04</b>	08.610.04.030.BC
	<b>40/.04</b>	08.610.04.040.BC
	<b>50/.04</b>	08.610.04.050.BC





## GUTTAPERKKANASTAT

### 60 kpl / Itk

	<b>25/.06</b>	Til.nro 130166
	<b>30/.04</b>	Til.nro 130126
	<b>40/.04</b>	Til.nro 130134
	<b>50/.04</b>	Til.nro 130138

## TOTALFILL® BC POINTS™

### 60 BC Points / Itk

	<b>25/.06</b>	Til.nro 130430
	<b>30/.04</b>	Til.nro 130413
	<b>40/.04</b>	Til.nro 130414
	<b>50/.04</b>	Til.nro 130415

## TOTALFILL® BC SEALER™




### Ruisku 2g + 15 TotalFill BC Tips



Til.nro 130349

## TOTALFILL® BC POINTS™ HIFLOW

### 60 BC Points HiFlow / Itk

	<b>30/.04</b>	Til.nro 130440
	<b>40/.04</b>	Til.nro 130442
	<b>50/.04</b>	Til.nro 130445

## TOTALFILL® BC SEALER™ HIFLOW

### Ruisku 1.5g + 15 TotalFill BC Tips



Til.nro 130365

[www.fkg.ch/r-motion](http://www.fkg.ch/r-motion)



**FKG Dentaire SA**  
Crêt-du-Loche 4  
CH-2304 La Chaux-de-Fonds  
Switzerland  
T +41 32 924 22 44

[info@fkg.ch](mailto:info@fkg.ch)  
[www.fkg.ch](http://www.fkg.ch)

**Jakelija suomessa :**



PART OF UNIDENT GROUP

**Dental System OY**

Niitylänpolku 16  
00620 Helsinki  
Suomi  
Puh. 020 177 2300

[info@dentalsystems.fi](mailto:info@dentalsystems.fi)  
[www.dentalsystems.fi](http://www.dentalsystems.fi)  
[shop.dentalsystems.fi](http://shop.dentalsystems.fi)