

WedgeWands®



Pysyy paikallaan. Rungon pintarakenne sekä asteittain suippeneva muoto estävät kiilaa siirtymästä pois paikaltaan.



Pituus on valttia.

Wedge Wands®- ja G-Wedge™-kiilojen loivempi leventyminen helpottaa matriisirenkaan asettamista, sillä kiila ei työnny helposti ulos etkä tarvitse liikaa erikokoisia kiiloja.

Wedge Wands® opaakit muovi-kiilat, joissa vientivarsi

Lajitelma Kuvaus

Lkm

WK4 Wedge Wands™-lajitelma 400/pakk
lajitelma, 100 kpl kutakin kokoa

Täyttöpakkaukset

SWYL	xtra-small, keltainen	● XS	100/pakk
SWBL	small, sininen	● S	100/pakk
SWOR	medium, oranssi	● M	100/pakk
SWGR	large, vihreä	● L	100/pakk



GWAK4

A+Wedge™



Täysin uudistunut A+Wedge™-kiila auttaa hallitsemaan verenvuotoa ikenissä, jolloin restauration tekeminen on siistimpää ja nopeampaa. Sen lisäksi, että A+Wedge-kiilat mukautuvat hampaan luonnolliseen muotoon ja jäljittelevät interproksimaalista anatomiaa, kiilat on pinnoitettu alumiinisulfaatilla, joka supistaa ikeniä. Kiilojen muoto estää niitä työntymästä ulos ja riittävä pituus auttaa asettamaan matriisirenkaat asianmukaisesti paikalleen.

A+Wedge™ pinnoitettu alumiinisulfaatilla

Lajitelma Kuvaus

Lkm

GWAK4 A+ Wedge™-lajitelma 200/pakk
50 kpl kutakin kokoa

Täyttöpakkaukset

GWAYL	xtra-small, keltainen	● XS	100/pakk
GWABL	small, sininen	● S	100/pakk
GWAOR	medium, oranssi	● M	100/pakk
GWAGR	large, vihreä	● L	100/pakk