


A 102

Yläkori

Korkeus säädettävissä, telineiden optimaaliseen sijoitteluun.



- Täyttökorkeus 205 +/- 30 mm, leveys 475 mm, syvyys 443 mm
- Integroitu suihkuvarsi


EAN: 4002516855262 / Materiaalin numero: 12645600 /
Vanhan materiaalin numero: 69610201D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio	•
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Teollisuusosien pesu- ja desinfiointikone	•
Tuoteyhteydet	
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Korirunko/lavetti	•
Yläkori	•
Käyttökohde	
Laboratoriolasitavaran koneellinen käsittely	•
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Leikkaussalijalkineiden koneellinen käsittely	•
Vatien koneellinen käsittely	•
Kaarimaljojen koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	2
SPRI-verkkokorit [määrä]	1
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	206

A 102

Yläkori

Korkeus säädettävissä, telineiden optimaaliseen sijoitteluun.



EAN: 4002516855262 / Materiaalin numero: 12645600 /

Vanhan materiaalin numero: 69610201D

Ulkomitat, nettoleveys, mm	528
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	527
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	230
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	545
Nettopaino, kg	3,05
Bruttopaino, kg	3,79