

RH-polyetyleenikuorikot suoraan tekniikkaan

- Hampaanmuotoiset kuorikot. Koot S, M, L, XL, XXL ja XXXL.
- Anatomisesti muotoillut, sitkeät, läpinäkyvät, polyetyleenistä valmistetut, helposti muotoiltavat kruunu-kuorikot.
- Helppo poistaa kovettuneen muovin päältä. Ohut kontaktipinta.
- Lopputuloksena kiiltävä ja helposti puhtaana pidettävä pinta.



REFILLIT 10 KPL/PKT

Tilausnumero	Malli/koko	
117414	RH Kruunu yläetu 10015	11S
117411	RH Kruunu yläetu 10013	11M
117408	RK Kruunu yläetu 10011	11L
117417	RH Kruunu yläetu 12015	11XL
117420	RH Kruunu yläetu 12013	11XXL
117423	RH Kruunu yläetu 12011	11XXXL
117432	RH Kruunu yläetu 20015	12S
117429	RH Kruunu yläetu 20013	12M
117426	RH Kruunu yläetu 20011	12L
117435	RH Kruunu yläetu 22015	12XL
117438	RH Kruunu yläetu 22013	12XXL
117441	RH Kruunu yläetu 22011	12XXXL
117486	RH Kruunu yläkulma 32015	13S
117483	RH Kruunu yläkulma 30013	13M
117480	RH Kruunu yläkulma 30011	13L
117489	RH Kruunu yläkulma 32015	13XL
117492	RH Kruunu yläkulma 32013	13XXL
117495	RH Kruunu yläkulma 32011	13XXXL
117543	RH Kruunu yläpremolaari 40015	14/15S
117540	RH Kruunu yläpremolaari 40013	14/15M
117537	RH Kruunu yläpremolaari 40011	14/15L
117546	RH Kruunu yläpremolaari 42015	14/15XL
117549	RH Kruunu yläpremolaari 42013	14/15XXL
117534	RH Kruunu yläpremolaari 42011	14/15 XXXL
117450	RH Kruunu yläetu 10016	21S
117447	RH Kruunu yläetu 10014	21M
117444	RH Kruunu yläetu 10012	21L
117453	RH Kruunu yläetu 12016	21XL
117456	RH Kruunu yläetu 12014	21XXL
117459	RH Kruunu yläetu 12012	21XXXL
117468	RH Kruunu yläetu 20016	22S
117465	RH Kruunu yläetu 20014	22M
117462	RH Kruunu yläetu 20012	22L
117471	RH Kruunu yläetu 22016	22XL
117474	RH Kruunu yläetu 22014	22XXL
117477	RH Kruunu yläetu 22012	22XXXL
117504	RH Kruunu yläkulma 30016	23S
117501	RH Kruunu yläkulma 30014	23M
117498	RH Kruunu yläkulma 30012	23L
117507	RH Kruunu yläkulma 32016	23XL
117510	RH Kruunu yläkulma 32014	23XXL
117513	RH Kruunu yläkulma 32012	23XXXL
117561	RH Kruunu yläpremolaari 40016	24/25S
117558	RH Kruunu yläpremolaari 40014	24/25M
117555	RH Kruunu yläpremolaari 40012	24/25L

Tilausnumero	Malli/koko	
117564	RH Kruunu yläpremolaari 42016	24/25XL
117567	RH Kruunu yläpremolaari 42014	24/25XXL
117552	RH Kruunu yläpremolaari 42012	24/25XXXL
117018	RH Kruunu alaetu 11016	31S
117015	RH Kruunu alaetu 11014	31M
117012	RH Kruunu alaetu 11012	31L
117036	RH Kruunu alaetu 11015	41S
117033	RH Kruunu alaetu 11013	41M
117030	RH Kruunu alaetu 11011	41L
117027	RH Kruunu alaetu 21016	32S
117024	RH Kruunu alaetu 21014	32M
117021	RH Kruunu alaetu 21012	32L
117045	RH Kruunu alaetu 21015	42S
117042	RH Kruunu alaetu 21013	42M
117039	RH Kruunu alaetu 21011	42L
117054	RH Kruunu alakulma 31016	33S
117051	RH Kruunu alakulma 31014	33M
117048	RH Kruunu alakulma 31012	33L
117063	RH Kruunu alakulma 31015	43S
117060	RH Kruunu alakulma 31013	43M
117057	RH Kruunu alakulma 31011	43L
117084	RH Kruunu alapremolaari 41012	34/35L
117087	RH Kruunu alapremolaari 41014	34/35M
117090	RH Kruunu alapremolaari 41016	34/35S
117099	RH Kruunu alapremolaari 41015	45/44S
117096	RH Kruunu alapremolaari 41013	45/44M
117093	RH Kruunu alapremolaari 41011	45/44L

MOLAARI REFILLIT 8 KPL/PKT

117522	RH Kruunu ylämolari 60015	16/17S
117519	RH Kruunu ylämolari 60013	16/17M
117516	RH Kruunu ylämolari 60011	16/17L
117531	RH Kruunu ylämolari 60016	26/27S
117528	RH Kruunu ylämolari 60014	26/27M
117525	RH Kruunu ylämolari 60012	26/27L
117072	RH Kruunu alamolari 61016	36/37S
117069	RH Kruunu alamolari 61014	36/37M
117066	RH Kruunu alamolari 61012	36/37L
117081	RH Kruunu alamolari 61015	46/47S
117078	RH Kruunu alamolari 61013	46/47M
117075	RH Kruunu alamolari 61011	46/47L

YLÄLEUAN LAJITELMA

- Koot S, M ja L
- Kuorikot 11, 12, 13, 14/15, 21, 22, 23 ja 24/25

Tilausnumero

117384 RH Kruunulajitelma ylä S-L 50011 72 kpl
117378 RH Kruunulajitelma ylä S-L 50013 168 kpl

ALALEUAN LAJITELMA

- Koot S, M ja L
- Kuorikot 31, 32, 33, 34/35, 41, 42, 43 ja 44/45

Tilausnumero

117372 RH Kruunulajitelma ala S-L 51011 72 kpl
117369 RH Kruunulajitelma ala S-L 51013 168 kpl

YLÄ- JA ALAETU LAJITELMA

- Koot S, M ja L
- Kuorikot 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41 ja 42

Tilausnumero

117366 RH Kruunulajitelma yläetu/alaetu S-L 50021 72 kpl
117363 RH Kruunulajitelma yläetu/alaetu S-L 50023 168 kpl

YLÄ- JA ALAMOLAARI LAJITELMA

- Koot S, M ja L
- Kuorikot 16/17, 26/27, 36/37 ja 46/47

Tilausnumero

117375 RH Kruunulajitelma molaari S-L 60051 84 kpl

XL-LAJITELMA 50031 72 kpl

- Koot XL, XXL, XXXL
- Kuorikot 11, 12, 13, 14/15, 21, 22, 23 ja 24/25

Tilataan tarvittaessa

RH CORE FORM TAPPIMUOTIT

- Sitkeät, polyetyleenistä valmistetut tappimuotit. Helppo poistaa kovettuneen muovin päältä.
- Lopputuloksena kiiltävä ja helposti puhtaana pidettävä pyöreä pinta puuttuvan hampaan kruunun alla.

Tilausnumero

117405 RH Core Form tappimuottilajitelma 70120 60 kpl
10 x no 1, 10 x no 2, 10 x no 3, 10 x no 4, 10 x no 5, 10 x no 6

Refillit 10 kpl/pkt

117387 RH Core Form tappimuotti no 1 70011
117390 RH Core Form tappimuotti no 2 70012
117393 RH Core Form tappimuotti no 3 70013
117396 RH Core Form tappimuotti no 4 70014
117399 RH Core Form tappimuotti no 5 70015
117402 RH Core Form tappimuotti no 6 70016

RH BASE FORM

- Sitkeät, polyetyleenistä valmistetut muotit kuituvahvisteisten kevytsiltojen ja puuttuvien hampaiden alaosan valmistukseen.

Tilausnumero


117360 RH Base Form lajitelma 71120 30 kpl
5 x yläetu, 5 x alaetu, 5 x yläpremolaari, 5 x alapremolaari,
5 x ylämolaari, 5 x alamolaari

Refillit 5 kpl/pkt

117104 RH Base Form no 1 yläetu 71011
117105 RH Base Form no 2 yläpremolaari 71012
117108 RH Base Form no 3 ylämolaari 71013
117111 RH Base Form no 4 alaetu 71014
117114 RH Base Form no 5 alapremolaari 71015
117117 RH Base Form no 6 alamolaari 71016



RH BASE FORM -käyttöohje



1. Muotoile Base Form oikean kokoiseksi.



2. Tarkista että Base Form sopii kovetettun kuidun alle. Täytä muotti yhdistelmämuovilla ja sovita paikoilleen kovetusta varten.



3. Poista muotti kovetuksen jälkeen.



4. Viimeistele okklusaalipinnat vapaalla kädellä tai käyttäen RH kruunumuotteja.

Tilaukset:

Puh. 020 1772 300
info@dentalsystems.fi
www.dentalsystems.fi

Niittyänpolku 16
00620 Helsinki
Puh. 020 1772 300