

































RH-polyetyleenikuorikot suoraan tekniikkaan






- Hampaanmuotoiset kuorikot. Koot S, M, L, XL, XXL ja XXXL.
- Anatomisesti muotoillut, sitkeät, läpinäkyvät, polyetyleenistä valmistetut, helposti muotoiltavat kruunukuorikot.
- Helppo poistaa kovettuneen muovin päältä. Ohut kontaktipinta.
- Lopputuloksena kiiltävä ja helposti puhtaana pidettävä pinta.



REFILLIT 10 KPL/PKT

Tilausnumero	Malli/koko	Tilausnumero	Malli/koko
117414DS	RH Kruunu yläetu 10015 11S  +1	117564DS	RH Kruunu yläpremolaari 42016 24/25XL  +4/5
117411DS	RH Kruunu yläetu 10013 11M  +1	117567DS	RH Kruunu yläpremolaari 42014 24/25XXL  +4/5
117408DS	RK Kruunu yläetu 10011 11L  +1	117552DS	RH Kruunu yläpremolaari 42012 24/25XXXL  +4/5
117417DS	RH Kruunu yläetu 12015 11XL  +1	117018DS	RH Kruunu alaetu 11016 31S  -1
117420DS	RH Kruunu yläetu 12013 11XXL  +1	117015DS	RH Kruunu alaetu 11014 31M  -1
117423DS	RH Kruunu yläetu 12011 11XXXL  +1	117012DS	RH Kruunu alaetu 11012 31L  -1
117432DS	RH Kruunu yläetu 20015 12S  +2	117036DS	RH Kruunu alaetu 11015 41S  -1
117429DS	RH Kruunu yläetu 20013 12M  +2	117033DS	RH Kruunu alaetu 11013 41M  -1
117426DS	RH Kruunu yläetu 20011 12L  +2	117030DS	RH Kruunu alaetu 11011 41L  -1
117435DS	RH Kruunu yläetu 22015 12XL  +2	117027DS	RH Kruunu alaetu 21016 32S  -2
117438DS	RH Kruunu yläetu 22013 12XXL  +2	117024DS	RH Kruunu alaetu 21014 32M  -2
117441DS	RH Kruunu yläetu 22011 12XXXL  +2	117021DS	RH Kruunu alaetu 21012 32L  -2
117486DS	RH Kruunu yläkulma 32015 13S  +3	117045DS	RH Kruunu alaetu 21015 42S  -2
117483DS	RH Kruunu yläkulma 30013 13M  +3	117042DS	RH Kruunu alaetu 21013 42M  -2
117480DS	RH Kruunu yläkulma 30011 13L  +3	117039DS	RH Kruunu alaetu 21011 42L  -2
117489DS	RH Kruunu yläkulma 32015 13XL  +3	117054DS	RH Kruunu alakulma 31016 33S  -3
117492DS	RH Kruunu yläkulma 32013 13XXL +3	117051DS	RH Kruunu alakulma 31014 33M -3
117495DS	RH Kruunu yläkulma 32011 13XXXL +3	117048DS	RH Kruunu alakulma 31012 33L -3
117543DS	RH Kruunu yläpremolaari 40015 14/15S +5/4+	117063DS	RH Kruunu alakulma 31015 43S -3
117540DS	RH Kruunu yläpremolaari 40013 14/15M +5/4+	117060DS	RH Kruunu alakulma 31013 43M -3
117537DS	RH Kruunu yläpremolaari 40011 14/15L +5/4+	117057DS	RH Kruunu alakulma 31011 43L -3
117546DS	RH Kruunu yläpremolaari 42015 14/15XL +5/4+	117084DS	RH Kruunu alapremolaari 41012 34/35L -4/5
117549DS	RH Kruunu yläpremolaari 42013 14/15XXL +5/4+	117087DS	RH Kruunu alapremolaari 41014 34/35M -4/5
117534DS	RH Kruunu yläpremolaari 42011 14/15 XXXL +5/4+	117090DS	RH Kruunu alapremolaari 41016 34/35S -4/5
117450DS	RH Kruunu yläetu 10016 21S +1	117099DS	RH Kruunu alapremolaari 41015 45/44S 5/4-
117447DS	RH Kruunu yläetu 10014 21M +1	117096DS	RH Kruunu alapremolaari 41013 45/44M 5/4-
117444DS	RH Kruunu yläetu 10012 21L +1	117093DS	RH Kruunu alapremolaari 41011 45/44L 5/4-
117453DS	RH Kruunu yläetu 12016 21XL +1		
117456DS	RH Kruunu yläetu 12014 21XXL +1		
117459DS	RH Kruunu yläetu 12012 21XXXL +1		
117468DS	RH Kruunu yläetu 20016 22S +2		
117465DS	RH Kruunu yläetu 20014 22M +2		
117462DS	RH Kruunu yläetu 20012 22L +2		
117471DS	RH Kruunu yläetu 22016 22XL +2		
117474DS	RH Kruunu yläetu 22014 22XXL +2		
117477DS	RH Kruunu yläetu 22012 22XXXL +2		
117504DS	RH Kruunu yläkulma 30016 23S +3		
117501DS	RH Kruunu yläkulma 30014 23M +3		
117498DS	RH Kruunu yläkulma 30012 23L +3		
117507DS	RH Kruunu yläkulma 32016 23XL +3		
117510DS	RH Kruunu yläkulma 32014 23XXL +3		
117513DS	RH Kruunu yläkulma 32012 23XXXL +3		
117561DS	RH Kruunu yläpremolaari 40016 24/25S +4/5		
117558DS	RH Kruunu yläpremolaari 40014 24/25M +4/5		
117555DS	RH Kruunu yläpremolaari 40012 24/25L +4/5		

MOLAARI REFILLIT 8 KPL/PKT

117522DS	RH Kruunu ylämolari 60015 16/17S  7/6+
117519DS	RH Kruunu ylämolari 60013 16/17M  7/6+
117516DS	RH Kruunu ylämolari 60011 16/17L  7/6+
117531DS	RH Kruunu ylämolari 60016 26/27S  +6/7
117528DS	RH Kruunu ylämolari 60014 26/27M  +6/7
117525DS	RH Kruunu ylämolari 60012 26/27L +6/7
117072DS	RH Kruunu alamolari 61016 36/37S -6/7
117069DS	RH Kruunu alamolari 61014 36/37M -6/7
117066DS	RH Kruunu alamolari 61012 36/37L -6/7
117081DS	RH Kruunu alamolari 61015 46/47S 7/6-
117078DS	RH Kruunu alamolari 61013 46/47M 7/6-
117075DS	RH Kruunu alamolari 61011 46/47L 7/6-

YLÄLEUAN LAJITELMA

- Koot S, M ja L
- Kuorikot 11, 12, 13, 14/15, 21, 22, 23 ja 24/25

Tilausnumero

117384DS RH Kruunulajitelma ylä S-L 50011 72 kpl
117378DS RH Kruunulajitelma ylä S-L 50013 168 kpl

ALALEUAN LAJITELMA

- Koot S, M ja L
- Kuorikot 31, 32, 33, 34/35, 41, 42, 43 ja 44/45

Tilausnumero

117372DS RH Kruunulajitelma ala S-L 51011 72 kpl
117369DS RH Kruunulajitelma ala S-L 51013 168 kpl

YLÄ- JA ALAETU LAJITELMA

- Koot S, M ja L
- Kuorikot 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41 ja 42

Tilausnumero

117366DS RH Kruunulajitelma yläetu/alaetu S-L 50021 72 kpl
117363DS RH Kruunulajitelma yläetu/alaetu S-L 50023 168 kpl

YLÄ- JA ALAMOLAARI LAJITELMA

- Koot S, M ja L
- Kuorikot 16/17, 26/27, 36/37 ja 46/47

Tilausnumero

117375DS RH Kruunulajitelma molaari S-L 60051 84 kpl

XL-LAJITELMA 50031 72 kpl

- Koot XL, XXL, XXXL
- Kuorikot 11, 12, 13, 14/15, 21, 22, 23 ja 24/25

Tilataan tarvittaessa



RH BASE FORM

Sitkeät, polyeteenistä valmistetut muotit kuituvahvisteisten kevytsiltojen ja puuttuvien hampaiden alaosan valmistukseen.

Tilausnumero

117360DS RH Base Form lajitelma 71120 30 kpl
5 x yläetu, 5 x alaetu, 5 x yläpremolaari, 5 x alapremolaari,
5 x ylämolaari, 5 x alamolaari

Refillit 5 kpl/pkt

117104DS RH Base Form no 1 yläetu 71011
117105DS RH Base Form no 2 yläpremolaari 71012
117108DS RH Base Form no 3 ylämolaari 71013
117111DS RH Base Form no 4 alaetu 71014
117114DS RH Base Form no 5 alapremolaari 71015
117117DS RH Base Form no 6 alamolaari 71016



RH CORE FORM TAPPIMUOTIT

- Sitkeät, polyeteenistä valmistetut tappimuotit. Helppo poistaa kovettuneen muovin päältä.
- Lopputuloksena kiiltävä ja helposti puhtaana pidettävä pyöreä pinta puuttuvan hampaan kruunun alla.

Tilausnumero

117405DS RH Core Form tappimuottilajitelma 70120 60 kpl
10 x no 1, 10 x no 2, 10 x no 3, 10 x no 4, 10 x no 5, 10 x no 6

Refillit 10 kpl/pkt

117387DS RH Core Form tappimuotti no 1 70011
117390DS RH Core Form tappimuotti no 2 70012
117393DS RH Core Form tappimuotti no 3 70013
117396DS RH Core Form tappimuotti no 4 70014
117399DS RH Core Form tappimuotti no 5 70015
117402DS RH Core Form tappimuotti no 6 70016

RH BASE FORM -käyttöohje

1. Muotoile Base Form oikean kokoiseksi.
2. Tarkista että Base Form sopii kovetettun kuidun alle. Täytä muotti yhdistelmämuovilla ja sovita paikoilleen kovetusta varten.
3. Poista muotti kovetuksen jälkeen.
4. Viimeistele okklusaalipinnat vapaalla kädellä tai käyttäen RH kruunumuotteja.

