

E 378

Teline

Erilaisten instrumenttien kiinnittämiseen.



- 0,8 mm:n metallilanka, 1,7 mm:n silmukkakoko, 5 mm:n runko
- 2 kahvaa
- Alakoriin

EAN: 400251116443 / Materiaalin numero: 03203530 /

Vanhan materiaalin numero: 69537801D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Käyttökohde	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	110
Ulkomitat, nettoleveys, mm	460
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	460
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	165

E 378

Teline

Erilaisten instrumenttien kiinnittämiseen.



EAN: 400251116443 / Materiaalin numero: 03203530 /
Vanhan materiaalin numero: 69537801D

Ulkomitat, bruttoleveys, mm	535
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	560
Nettopaino, kg	1,79
Bruttopaino, kg	2,25