

E 130

Teline

10 tarjottimen optimaaliseen sijoitteluun.



- 11 pidikettä, korkeus 170 mm, väli 35 mm
- Alakoriin

EAN: 4002511129375 / Materiaalin numero: 02648950 /
Vanhan materiaalin numero: 69513001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydät	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline tarjottimille	•
Käyttökohde	
Tarjottimien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kaiteiden välinen etäisyys, mm	35
Kaiteiden korkeus, mm	170
Kapasiteetti	
Tarjottimet [määrä]	10
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	180
Ulkomitat, nettoleveys, mm	180
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	210
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	210
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	470
Nettopaino, kg	0,77
Bruttopaino, kg	0,90