

E 337/1

Teline

pystyinstrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Sopii täppäimille, pinseteille tai suun tähystimille
- 4 muovipidikettä
- 12 osiota, leveys n. 22 x 28 mm
- 4 osiota, leveys n. 25 x 28 mm
- 48 osiota, leveys n. 13 x 14 mm

EAN: 4002514953397 / Materiaalin numero: 07984130 /
Vanhan materiaalin numero: 69533702D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydät	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline/moduuli hammashoidon instrumenteille	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	148
Ulkomitat, nettoleveys, mm	173
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	445
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	205
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	240
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	490
Nettopaino, kg	1,92
Bruttopaino, kg	2,17