



**F**lexible  
**I**nterproximal finishers with a  
**T**wist

**FitStrips** on täydellinen sarja approksimaaliväleihin tarkoitettuja hionta- ja viimeistelyvälineitä samalta valmistajalta, joka keksi tiiviit interdentaalikontaktit, **Garrison Dental Solutions**.

**Do the Twist!** Kierrä värikoodattua hylsyä, jolloin voit muotoilla FitStripin juuri niin käyräksi kuin haluat, ja samalla lukitset sen paikalleen. Helpompaa homma ei voi olla!

**Yksi käytännöllinen kahva!**

FitStripin yksinkertainen, irrotettava kädensija on todella merkittävä asia käytön helppouden ja potilaan kokemuksen kannalta. Kädet pysyvät suun ulkopuolella, siksi näkyvyys on hyvä ja käyttö helppoa.



Ohjeet  
käyttäjälle

**Oletko valmis maratoniin**

FitStripsit ovat todella kestäviä ja pitkäikäisiä. Ne pysyvät terävinä ja ovat valmiina käyttöön vielä monen steriloinnin jälkeenkin.

**FitStrips helpottavat työtäsi!**

- Ortodontia: IPR/hampaiden kaventaminen, täysin aerosolivapaa
- Yhdistelmämuovitäytteet: kaikkien approksimaalipintojen muotoilu/viimeistely
- Kruunut ja sillat: Ylimääräsementin poisto ja viimeistely

# Täydellinen IPR-ratkaisu!

0,40 mm ja 0,50 mm stripseillä teet maksimaaliset reduktiot.

IPR-rakotulkit tarkkaan reduktioon.

Irrotettava kahva lisää työskentelymukavuutta ja potilaan mukavuutta.



FSPK01

Järjestelmän pakkaukset sisältävät 10 FitStrip™ hiontasuikaletta ja 2 kahvaa.

- Aloituspakkaus** hammasvälien muotoilu- ja viimeistelyjärjestelmä **FSPK01**
- 2 sahalaista FitStrip™-suikaletta, 2 kahvaa
  - 4 yksipuolista FitStrip™-suikaletta (1x ekstra hieno/keltainen 0,08 mm, 1x hieno/punainen 0,10 mm, 1x keskikarkea/sininen 0,13 mm, 1x karkea/vihreä 0,18 mm)
  - 4 kaksipuolista FitStrip™-suikaletta (1x ekstra hieno/keltainen 0,11 mm, 1x hieno/punainen 0,15 mm, 1x keskikarkea/sininen 0,21 mm, 1x karkea/vihreä 0,30 mm)

## Käytännön vinkki yhdistelmämuovipaikkaukseen

Käytä harmaata sahalaista FitStrip™-nauhaa erityisen tiukkojen kontaktien avaamiseen. Sen jälkeen kaikkia Garrisonin nauhoja voi käyttää ilman ongelmia.













FSPK04

Järjestelmän pakkaukset sisältävät 10 FitStrip™ hiontasuikaletta ja 2 kahvaa.

- Yleislajitelma** käyttötarkoituksena IPR ja muotoilu/viimeistely **FSPK04**
- 1 IPR-rakotulkit, 2 kahvaa
  - 4 yksipuolista FitStrip™-suikaletta (1x ekstra hieno/keltainen 0,08 mm, 1x hieno/punainen 0,10 mm, 1x keskikarkea/sininen 0,13 mm, 1x karkea/vihreä 0,18 mm)
  - 6 kaksipuolista FitStrip™-suikaletta (1x ekstra hieno/keltainen 0,11 mm, 1x hieno/punainen 0,15 mm, 1x keskikarkea/sininen 0,21 mm, 1x karkea/vihreä 0,30 mm, 1x keskikarkea/valkoinen 0,40 mm, keskikarkea/musta 0,50 mm)

- IPR lajitelma** **FSPK05**
- IPR-rakotulkit, 2 kahvaa
  - 10 kaksipuolista FitStrip™-suikaletta (2x ekstra hieno/keltainen 0,11 mm, 2x keskikarkea/sininen 0,21 mm, 2x karkea/vihreä 0,30 mm, 2x keskikarkea/valkoinen 0,40 mm, 2x keskikarkea/musta 0,50 mm)

## Täyttöpakkaukset

		10 kpl, yksipuolinen FitStrip™	10 kpl, kaksipuolinen FitStrip™	Lajitelma, 10 kpl, 2 kahvaa	4 FitStrip™, yksipuolinen	4 FitStrip™, kaksipuolinen
Ekstra hieno 15 µm		FPSXFSS 0,08 mm ohut	FPSXFDS 0,11 mm ohut		FPSXFSS-4	FPSXFDS-4
Hieno 30 µm		FPSFSS 0,10 mm ohut	FPSFDS 0,15 mm ohut		FPSFSS-4	FPSFDS-4
Keskikarkea 46 µm		FPSMSS 0,13 mm ohut	FPSMDS 0,21 mm ohut		FPSMSS-4	FPSMDS-4
Karkea 90 µm		FPSCSS 0,18 mm ohut	FPSCDS 0,30 mm ohut		FPSCSS-4	FPSCDS-4
Keskikarkea 46 µm		–	FPSTMDS 0,40 mm ohut		–	FPSTMDS-4
Keskikarkea 46 µm		–	FPSXTMDS 0,50 mm ohut		–	FPSXTMDS-4
Sahalaitainen		FPSSAW 10x Sahalaitainen 0,05 mm ohut			FPSSAW-4 4x Sahalaitainen	
<b>Subgingivaalinen</b> Ekstra hieno 15 µm		FPSGXFSS 0,08 mm ohut	–		FPSGXFSS-4	–
<b>Subgingivaalinen</b> Hieno 30 µm		FPSGFSS 0,10 mm ohut	–		FPSGFSS-4	–
<b>Subgingivaalinen</b> Keskikarkea 46 µm		FPSGMSS 0,13 mm ohut	–		FPSGMSS-4	–

**FitStrip™ vaihtokahvat** 2 kpl, FPSHANDLE-2

**IPR rakotulkki** i 6 eri paksuutta (0,1 - 0,6 mm) FPSGAUGE



## Approksimaaliset muotoilu- ja viimeistelysuikaleet subgingivaaliseen työskentelyyn

### Subgingivaalinen muotoilu- ja viimeistelyvälineistö

Uusi subgingivaalinen FitStrips on 2,5 mm korkea ja 33 % kapeampi kuin vakioversio. Keskellä olevan ei-abraasiivisen alueen ansiosta suikale on helppo viedä hammasväleihin ja voit työskennellä optimaalisesti ja turvallisesti.

	Tuote FitStrip™-Lajitelma	IPR 0,3 mm saakka	IPR 0,5 mm saakka	IPR-mitta säilytyy	Mukana sahalaiteinen nauha	Yhdistelmämuovin hionta	Subgingivaaliset sovellukset	Sisältää 2 kädensijaa
FPSK01	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✓	
FPSK04	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	
FPSK05	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	
FPSK07	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	
FPSK08	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	



FPSK08

Järjestelmän pakkaukset sisältävät 10 FitStrip™ hiontasuikaletta ja 2 kahvaa.

#### Subgingivaalinen viimeistely/kiillotus

FPSK07

- 1 sahalaiteinen FitStrip™-suikale, 2 kahvaa
- 3 subgingivaalista FitStrip™-suikaletta ekstra hieno/keltainen 0,08 mm
- 3 subgingivaalista FitStrip™-suikaletta hieno/punainen 0,10 mm
- 3 subgingivaalista FitStrip™-suikaletta keskikarkea/sininen 0,13 mm

#### Subgingivaalinen viimeistely/kiillotus, yksipuolinen

FPSK08

- 1 sahalaiteinen FitStrip™-suikale, 2 kahvaa
- 2 subgingivaalista FitStrip™-suikaletta ekstra hieno/keltainen 0,08 mm
- 2 subgingivaalista FitStrip™-suikaletta hieno/punainen 0,10 mm
- 1 subgingivaalinen FitStrip™-suikaletta keskikarkea/sininen 0,13 mm
- 4 FitStrip™-suikaletta, yksipuolinen (1x ekstra hieno/keltainen 0,08 mm, 1x hieno/punainen 0,10 mm, 1x keskikarkea/sininen 0,13 mm, 1x karkea/vihreä 0,18 mm)