

.A42

Porta rulli a singola caduta
Autoclavabile 121°. Realizzato
in materiale batteriostatico.
Universale per rulli 1,2,3.
Contiene fino a 50 rulli.

*Cotton roll container, for injection
control. Sterilizable at 121°. Made in
anti bacterial material. Universal for
rolls 1, 2, 3. Capacity 50 rolls. Each
piece dispensed individually.*

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:



.A47 CE

Ferma rulli doppio in metallo
sterilizzabile, confezione pz. 4.

*Sterilizable metal double cotton clip
holder, packaging pcs 4.*

.A48 CE

Cotton clip. Ferma rulli doppio in
plastica, confezione pz. 100.

*Cotton clip, double cotton roll holder
in plastic, 100 pcs per packaging.*

PP/M BACTERIO- STATICO BACTERIO- STATIC

Plastica con trattamento
batteriostatico. Impedisce la
crescita di micro organismi e
previene i cattivi odori.


*Plastics with bacteriostatic treatment.
Prevents the growth of micro
organisms and creation of bad smell.*

.A45

Porta rulli a singola caduta per
un ottimo controllo batterico.

*Cotton roll dispenser, for an optimal
infection control. Each piece
dispensed individually.*

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:



.A4

Distributore a cassetto, capacità
50 rulli.

*Cotton roll dispenser, capacity of 50
rolls.*

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:



A42
cm 10,5x5 h10

PORTA COTONE COTTON HOLDERS



Porta rulli completamente
autoclavabile a 121° (compresa
la parte trasparente). L'uscita
della roll avviene praticando una
leggera pressione sul coperchio.
Ottima soluzione per prevenire le
infezioni crociate.

*Cotton wool roll container fully
autoclavable at 121° (including the
transparent part). The cotton wool
roll comes out of the container by
pressing lightly on the lid. Excellent
solution to prevent cross infections.*

A47

A48

A4
cm 9,5x5 h10

A45
cm 6x14 h15