

E 363

Teline

erilaisten instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Silmukan koko 1 mm
- Kannella
- Ylä- ja alakoriin
- Ilman instrumenttien pidikkeitä

EAN: 4002511116283 / Materiaalin numero: 03149790 /

Vanhan materiaalin numero: 69536301D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Verkkokori	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	55
Ulkomitat, nettoleveys, mm	150
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	225
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	165
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	250
Nettopaino, kg	0,62
Bruttopaino, kg	0,71