



ONEMED

SUUKIRURGINEN PAKKAUS EVERCARE

Suukirurginen pakkaus, steriili.

Pakkaus sisältää:

- 1 kpl reikäliina 3-kerroksinen 150 x 150 cm, salmiakkiaukolla 9 x 15 cm
- 1 kpl leikkausteippi 9 x 50 cm
- 2 kpl letkunsuoja 8 x 120 cm
- 2 kpl liina 45 x 75 cm
- 1 kpl instrumenttipöydän suojaliina 75 x 100 cm.

Lateksiton. Ei sisällä hartsia eikä PVC:tä. Sininen.

Til.nro 1288-09

Suukirurginen pakkaus Evercare

We'll back
you up