

isoE-LUX



NSK

NSK ISOE-LUX VALOSONDI

Tuotenumero: Z1265001

Valmistajan tuotenumero: Z1265001

Pakkauskoko: 1 kpl

Valmistaja: NSK

isoE-LUX -valosondi liitetään kulmakappaleen tavoin suoraan mikromoottoriin. Valosondi soveltuu etu- ja taka- alueen kariksen diagnosointiin. Helpottaa havaitsemaan mm. kruunu- ja juurimurtumat sekä juurikanavan suun. 32000 lx (NSK M40XS,-NBX,-NaNo mikromoottorit). Autoklavoitava. Lämpödesinfiointikel-poinen. Metallisuojustu kuitukärki. Paino 54 g. Pituus 12,5 cm. Takuu 2 vuotta.

*We'll back
you up*