

E 147/1

Teline

10–12 suunhuuhtelumukin optimaaliseen sijoitteluun.



- 10–12 suunhuuhtelumukille, enint. Ø 80 mm
- Muovipinnoitettu

EAN: 4002512122313 / Materiaalin numero: 04746620 /

Vanhan materiaalin numero: 68514703D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Tuoteyhteydät	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Metallilanka, rilsan-pinnoite
Väri	Valkoinen
Kapasiteetti	
Suunhuuhtelukupit [määrä]	12
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	155
Ulkomitat, nettoleveys, mm	220
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	455
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	260
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	510
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	240
Nettopaino, kg	1,29
Bruttopaino, kg	1,59