



# Produktbeskrivning

## 705325 Lid for Instrument Tray, fine mesh

Locket avsedd att bl.a. användas vid rengöring och sterilisering av olika kirurgiska instrument och verktyg.

Locket fungerar som tillförslutning av galler till instrument och verktyg under interna transporter och under rengöring/sterilisering i olika diskdesinfektorer och autoklaver.

Produkten är en Medicinteknisk produkt av riskklass I (MDR EU 2017/74)

UDI-DI: 735012544014

Material: Stainless Steel EN 1.4301

Mått: 310x210 mm

Max last: 8 KG

Hantera produkten varsamt så att den inte utsätts för stötar eller slag.



Tillverkare:

**Harry Holms AB**

Rörläggarevägen 7

684 30 Munkfors

Telefon: +46 563 533 55

info@harryholms.se

www.harryholms.se