

POLO|DENT[®]

Polotemp SC Automix

Polotemp SC väliaikainen kruunu- ja siltamateriaali lyhyt- ja pitkäkestoisten väliaikaisten kruunujen tai siltojen, inlay-, onlay- ja laminaattien valmistukseen. Sekoitussuhde 10:1. Pakkaus sisältää 12 kpl sekoituskärkiä. 50 ml.

620045 A1
620050 A2
620055 A3
620060 A3,5
620065 B1



 **UNIDENT[®]** *We'll back you up*