

E 520
Teline
juurikanavainstrumenteille.



- Tilaa 17 juurikanavainstrumentille
- Saranoitu
- Voidaan steriloida höyryllä lämpötilassa 121/134 °C

EAN: 4002512472524 / Materiaalin numero: 05409080 /
Vanhan materiaalin numero: 68552001D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Muut telineet	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Muovit
Väri	Valkoinen
Kapasiteetti	
Juurikanavainstrumentit [määrä]	17
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	45
Ulkomitat, nettoleveys, mm	75
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	30
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	95
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	110
Nettopaino, kg	0,06
Bruttopaino, kg	0,10