

E 339/1

Teline

enintään 12 tarjottimen erottelijan ja tarjottimen optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 12:lle tarjottimen erottimelle tai tarjottimelle
- 13 pidikettä (12 lokeroa).
- -

EAN: 4002515094860 / Materiaalin numero: 09233840 /
Vanhan materiaalin numero: 69533902D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydät	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline tarjottimille	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tarjottimien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	12
Kapasiteetti	
Tarjottimet [määrä]	12
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	115
Ulkomitat, nettoleveys, mm	305
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	498
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	480
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	320
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	130
Nettopaino, kg	0,81
Bruttopaino, kg	1,23