

E 802/1

Teline

erilaisille pystyinstrumenteille.



- Sopii täppäimille, pinseteille tai suun tähystimille
- -
- 8 osiota, leveys n. 30 x 28 mm
- 8 osiota, leveys n. 16 x 28 mm
- 15 osiota, leveys n. 16 x 20 mm

EAN: 4002514953403 / Materiaalin numero: 07984170 /

Vanhan materiaalin numero: 69580202D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline instrumenteille	•
Teline/moduuli hammashoidon instrumenteille	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	148
Ulkomitat, nettoleveys, mm	163
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	295
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	190
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	195
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	430
Nettopaino, kg	0,65
Bruttopaino, kg	1,15