

3M**Filtek™****Bulk Fill****flow-täytemateriaali**

Helpommin annosteltava bulk flow-muovi.

3M™ Filtek™ Bulk Fill flow-täytemateriaali on saatavilla uudessa ergonomisessa ruiskussa mahdollistaen paremman käyttömukavuuden ja helpomman annostelun. Nämä ominaisuudet helpottavat syväälle ulottuvien täytteiden tekemistä.

Vähentää ilmakuplia ja jätettä

Minimoi ilmakuplat ja materiaalin valumisen ruiskusta annostelun jälkeen antaen paremman kontrollin.

Ei enää arvailua

Ruiskun vihreä männänvarsi näyttää jäljellä olevan materiaalmäärän. Kun ruisku on tyhjä vain valkoinen painin näkyy.



Taivutettava annostelukärki

Helppo taivuttaa ilman kasaanpainumista mahdollistaen paremman ulottuvuuden.

Helppo pitää kädessä ja annostella

Kolmionmuotoinen painin mahdollistaa nopean ja helpon itselle sopivan otteen.



Edut

- Minimoi ilmapuhalat ja materiaalin valumisen ruiskusta annostelun jälkeen
- Helposti taivutettava annostelukärki mahdollistaa paremman ulottuvuuden
- Ergonomisen muotoilun ansiosta helppo pitää kädessä ja annostella
- Ruiskutettava, kerrospaksuus maks. 4mm
- Alhainen kutistumisjännitys ja adaptoituu hyvin kaviteetin pohjalle

Voidaan lämmittää ja käyttää injection molding-tekniikassa

Voidaan lämmittää 70 °C asteeseen asti, jopa 25 kertaa, yhteensä jopa tunniksi.



Yksinkertaisempi taka-alueen täyte



Preparoi hammas ja annostele sopiva sidosaine esim. 3M™ Scotchbond™ Universal.



Annostele 3M™ Filtek™ Bulk Fill flow-muovi preparaatioon kaviteettiin maksimissaan 4mm kerroksena ja valokoveta esim. 3M™ Elipar™ DeepCure-S valokovettimella.



Annostele päällikerrokseksi (min. 2 mm) esteettistä yleistäyttemateriaalia esim. 3M™ Filtek™ Supreme XTE tai 3M™ Filtek™ Universal ja valokoveta.

Kliiniset kuvat:
Dr. Reich, Seefeld, Germany

Referenssit

1. Mukaanlukien okklusaalipinnan täytteet jotka eivät ole purenassa.
2. Yhdistelmämuovi- ja akryyiliväliläikaisten korjaaminen.
3. Tilanteissa joissa vähintään puolet hampaan koronaalisesta osasta on jäljellä tukemassa kruunua



Suomen 3M Oy
3M Oral Care
Keilaranta 6
02150 ESPOO
Tel. (09) 52 521

3M.fi/dental

Käyttöindikaatiot

(Maksimi kerrospaksuus 4 mm)



Alus-täytteet



Lineri



Vähäinvasiiviset täytteet (MID)¹



III-luokan täytteet



V-luokan täytteet



Pienet korjaukset proteettisissa rakenteissa



Korjaukset²



Allemenojen peittäminen



Fissuroiden pinnoitus



Pilarin rakennus

Täydellinen lista käyttöindikaatioista löytyy käyttöohjeesta.

Tilaustiedot



3M™ Filtek™ Bulk Fill flow-refillit

Ruiskurefillit sisältävät: 2 – 2g ruiskua; 20 annostelukärkeä.

| SÄVY | TUOTENUMERO |
|--------------------------|---|
| A1 | 4862A1 |
| A2 | 4862A2 |
| A3 | 4862A3 |
| Universal (läpikuultava) | 4862U |
| TUOTENRO. | TUOTEKUVAUS |
| 3740T | 3M™ Filtek™ Bulk Fill flow-täyttemateriaalin annostelukärjet, 19-gauge (0,912mm), vihreä (20 kpl) |



3M, "3M Science. Applied to Life", Filtek ja Elipar ovat 3M yhtiön omistamia tuotemerkkejä. © 3M 2020. Kaikki oikeudet pidätetään. Muistathan kierrättää. 13432884-FI20200309