


Artikelnummer 4310



Rondskål, ABENA, 25x14x4,5cm, 650 ml, grå, njurformad, engångs, engångsanvändning

- ✓ Ogenomträngligt för följande vätskor under 24 timmar: vatten – blod – urealösning (3 %) – saltsyra (0,1 M) – saltlösning (0,9 %) – ättiksyra (3 %) – väteperoxid (3 %) – formaldehyd (10 %) – kaliumpermanganatlösning (0,03 %)



Produktbeskrivning

Njurformad skål av återvunnet papper. Kan användas för förvaring av instrument, sprutor och liknande i samband med vård. Kan också användas för olika slags vätskor, t.ex. kräkningar och urin.

Produktspecifikationer

Artikelbenämning	Rondskål
Varumärke	ABENA
Färg	Grå
Funktioner	Njurformad, engångs
Engångs- eller flergångsanvändning	Engångsanvändning
Ingredienser/sammansättning	100 % återanvänt papper
Längd/djup	25 cm
Bredd	14 cm
Höjd	4.5 cm
Volym, brutto	650 ml
Tjocklek	17 g/m ²
Märkningar	CE. MD. FSC Recycled.
CE-klass	Klass I
Direktiv, förordningar och lagstiftning	MDR (EU) 2017/745
Säkerhetsanvisningar och varningar	Skålen tål inte fett och oljor.
Instruktioner för produktkassering	Ska återvinnas eller förbrännas.
Instruktioner för förpackningskassering	Kan återvinnas eller förbrännas.

Förpackning

Enhet	Innehåll	Längd	Bredd	Höjd	EAN
krt	300 st	60.3 cm	39.8 cm	26 cm	5703538067921
st	1 st				5703538067907



Produkter märkta med MD klassificeras som medicintekniska produkter.



CE-märkningen är en garanti för att en produkt är säker att använda och uppfyller alla säkerhetsbestämmelser. CE står för Conformité Européenne (Europeisk Konformitet) och återfinns främst på elektronisk utrustning, säkerhetsutrustning, byggnadsprodukter och medicinsk utrustning.



FSC® (Forest Stewardship Council) är en internationell, icke-statlig organisation som arbetar med att främja ansvarsfullt skogsbruk över hela världen. FSC®-certifierade produkter är tillverkade av råmaterial från välskötta skogar och ansvarsfulla källor. Märkningens spårbarhet och integritet upprätthålls genom stränga kontrollåtgärder, och genom att välja FSC®-certifierade produkter hjälper du till att ta hand om skogar och de människor och djur som har sitt hem där. FSC® Recycled betyder att produkten består av en blandning av återvunna material. För mer information besök www.fsc.org.