


# ErgoAirTip

## UUSI ERIKOISKÄRKI JAUHEPUHDISTUKSEEN





ErgoAirTip on ei-steriili, kertakäyttöinen imukärki, joka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti jauhepuhdistuksessa yhdessä ErgoFinger® -imukärjen kanssa.

Muotoilultaan leveämpi ErgoAirTip erikoiskärki mahdollistaa tehokkaan ja tarkan jauhesuihkun ja aerosolin poiston työskentelyalueelta ergonomisesti ja potilasystävällisesti.

### ErgoFinger® imukärjen kärkiosan vaihtaminen ErgoAirTip kärkiosaan:

1. Irrota peruskärkiosa ErgoFingerin sormiosasta vetämällä kärkeä pois päin sormiosasta
2. Kiinnitä ErgoAirTip kärkiosa työntämällä se ErgoFingerin sormiosaan, josta poistit peruskärkiosan.



#### ErgoFinger® Patentit:

Finland Patent Nr. 123608  
USA Patent Nr. US 9,486,563 B2  
Russia Patent Nr. 2612505  
Japan Patent Nr. 6262650  
China Patent Nr. ZL201280033891.X  
Canada Patent Nr. CA 2,874,684  
EPO European Patent Nr. 2729086  
South Korea Patent Nr. 10-1969041

**Valmistaja:** ErgoMedi Oy, Suomi  
**Valmistettu Suomessa**  
**Materiaali:** Ftalaatti vapaa PVC

**ErgoAirTip on kertakäyttöinen tuote**  
**UUDELLENKÄYTTÖ KIELLETTY**

# ergo**o**medi