

# Composi-Tight® 3D XR ☼

## Sectional Matrix System

### Lajitelma Kuvas

- 3D-KMW-00 Aloituspakkaus, 3D nauhat ja kiilatikut  
 1 Composi-Tight® 3D XR rengas (sininen)  
 2 3D500 Soft -Face™ 3D renkaat (oranssi)  
 100 Composi-Tight® 3D nauhoja (päällystämättömät), 5 kokoa  
 (30x kutakin premolaari 4,6 mm, premolaari/pienet molaarit 5,5 mm, molaarit 6,4 mm; 5x kutakin pieni hammaskaula 5,4 mm, molaarit/suuri hammaskaula 8,6 mm)  
 100 Wedge Wands® kiilat, muovia, käytännölliset viejätikut, 4 kokoa (50x kutakin x-small/keltainen, small/sininen, medium/oranssi, large/vihreä)  
 1 Uudistetut renkaan viejäpihdit




3D-KMW-00

### Renkaat Kuvas

- 3D500 3D 500 Soft-Face™ renkaat (oranssi) 2/pakk  
 3DXR 3DXR Soft-Face™ -renkaat erinomainen pito (sininen) 2/pakk

### Lkm



maksimaalinen  
4,7 mm



maksimaalinen  
mukautuminen  
6,4 mm



3DXR



3D500

Composi-Tight®  
3D nauhat  
0,035 mm  
ohut

Korkeus

Subg. 4,2mm

Tuote

Lukumäärä

lapsipotilaat

premolaarit

premolaarit  
nauhassa on  
lippa

Premolaarit ja  
pienet molaarit

korkeat molaarit

korkeat  
molaarit, nau-  
hassa on lippa



3,2 mm

4,6 mm

3,8 mm

Subg. 5,4 mm

5,5 mm

6,4 mm

6,4 mm

Subg. 8,6 mm

M050

M100

M150

M175

M200

M300

50/pakk

100/pakk

50/pakk

100/pakk

100/pakk

50/pakk

Kaikilla pakkauksilla on 60 päivän Rahat takaisin-takuu. Rekisteröi pakkauksesi jo tänään soittamalla +49 (0)2451 971-409 tai sähköpostilla info@garrisondental.net tai lähetä tilauksesi faksilla +49 (0)2451 971-410. Ota yhteys meihin sähköpostitse: info@garrisondental.net.

Garrison Dental Solutions | Puh. +49 (0) 2451 971-409 | **UUTTA!** Yksinkertaista, turvallista ja nopeaa osoitteessa <https://catalogue.garrisondental.net/fi/>