



FISSUURAPORA VIKING



Fissuurapora kaviteetin preparointiin. Rihlattu terä. Kovametallia. Varsi 44,5 mm, käsikappalekiinnitys (HP). Pakkauskoko 10 kpl.

Til.nro 500.104.107.007.010	Fissuurapora HM 107 010 HP 4,3 mm
Til.nro 500104107007012	Fissuurapora HM 107 012 HP 4,5 mm
Til.nro 500.104.107.007.014	Fissuurapora HM 107 014 HP 4,5 mm
Til.nro 500.104.107.006.016	Fissuurapora HM 107 016 HP 5 mm
Til.nro 500.104.107.007.016	Fissuurapora HM 107 016 HP 5 mm
Til.nro 500104107007018	Fissuurapora HM 107 018 HP 5 mm

*We'll back
you up*