

ADS 2

Silikonisovitin

Siirtoinstrumenttien tukemiseen AUF 1- tai AUF 2 -pidikkeitä käytettäessä.



- Käsi-/kulmakappaleille tai turbiineille, joiden Ø n. 16 mm
- Vihreä

EAN: 4002512427555 / Materiaalin numero: 05159540 /
Vanhan materiaalin numero: 68751401D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Pidike ja/tai sovitin käsi- tai kulmakappaleille	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Silikoni
Väri	Vihreä
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	21
Ulkomitat, nettoleveys, mm	32
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	32
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	170
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	230
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	350
Halkaisija, mm	33
Nettopaino, kg	0,01
Bruttopaino, kg	0,02