

Imprint 4 Bite

Purennan rekisteröintimateriaali



Nopeaan ja tarkkaan työskentelyyn

Imprint 4 Bite materiaalin ominaisuuksia:

- **Sopiva viskositeetti**
Erinomainen tarkkuus
- **Nopea kovettuminen suussa**
Nopeammat toimenpiteet
- **Erinomainen loppukovuus ja jäykkyys**
Helppo leikkata ja viimeistellä, joten kipsimallit saa hyvin asemoitua oikeaan okklusioon
- **Kirkas väri ja skannattavuus**
Hyvä luettavuus ja mahdollisuus digitaaliseen työskentelyyn
- **Patruunapakkaukset**
Helppo ja kätevä sekoitus ja annostelu

Kehitetty erittäin tarkkaan purennan rekisteröintiin.

Imprint 4 Bite purennan rekisteröintimateriaalin hyvien flow-ominaisuuksien ja riittävän korkean viskositeetin ansiosta, aine ei valu syvälle hammasväleihin ja purennan rekisteröinti on erittäin tarkkaa. Korkea loppukovuus ja jäykkyys kovettumisen jälkeen mahdollistavat helpon leikkaamisen ja viimeistelyn, jotta kipsimallit voidaan tarkasti asemoida oikeaan purentaan.

Nopea kovettuminen suussa säästää aikaa.

Imprint 4 Biten ansiosta työskentely on mukavampaa ja kovettumisaika on ainoastaan 60 sekuntia. Toimenpiteet ovat nopeampia ja miellyttävämpiä potilaille. Lisäksi kovettumisen aikaisista leuan liikkeistä johtuvat epätarkkuudet vähenevät.

	Työskentelyaika	Kovettumisaika sekoituksen alusta*
Imprint 4 Bite VPS Bite purennan rekisteröintimateriaali	0:20	1:00

* Nämä ajat pätevät lämpötilan ollessa 37 °C. Aika on riippuvainen ympäristön lämpötilasta.

Indikaatiot:

Purennan rekisteröintimateriaali soveltuu erinomaisesti okklusion jäljentämiseen. Purentaindeksi voidaan halutessa skannata eri CAD/CAM-järjestelmien 3D-skannereilla.



Skannaus purentaindeksistä, joka on otettu Imprint 4 Bite purennan rekisteröintimateriaalilla.

Hallitse koko jäljennösprosessia.

3M ESPE -jäljennösratkaisut on suunniteltu lisäämään toimenpiteiden nopeutta, mukavuutta ja tarkkuutta.



Imprint 4 Bite -materiaali kuuluu menestyksellisten Imprint 4 A-silikoni jäljennösmateriaalien tuoteperheeseen. **Kokeile myös monipuolisen Imprint 4 tuoteperheen materiaaleja jokapäiväisissä tarkkuusjäljennöksissä, sekä Imprint 4 Preliminary -materiaalia, joka on A-silikonipohjainen alginaatin korvike.**

Tilaustiedot



Imprint 4 Bite refilli (71529)

Tuote-numero	Sisältö
71529	Imprint 4 Bite refilli 2 patruunaa – kukin 50ml, 5 Garant vihreää sekotuskärkeä, 5 Garant Bite-intraoraalikärkeä
71460	50 Garant Bite-intraoraalikärkeä

www.3MESPE.fi

3M ESPE

Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
PL 600
02151 ESPOO
www.3MESPE.fi

3M, ESPE, Garant ja Imprint on 3M Company rekisteröityjä tavaramerkkejä.

© 2014, 3M. Kaikki ovat pidätetään.

BR61 0005-1 FI 140702.