

Seal-Tight™

Dental Air/Water Syringe Tips
Disposable air/water syringe tips




Seal-Tight™

Kertakäyttöinen kolmitoimiruiskun kärki

Seal-Tight™ on kertakäyttöinen ilma-/vesiruiskun kärki, jossa on sisäinen rengastiiviste, joka erottaa ilman ja veden toisistaan. Kärjestä tuleva ilma on kuivaa eikä kosteudesta synny vahinkoja. Toiminnot vaihtuvat nopeasti painonapista. Adapteri, johon kärki asetetaan, estää itse ruiskua kulumiselta. Kärki voidaan taivuttaa 90° kulmaan. Seal-Tight on 100% PVC-muovia ja se voidaan kierrättää. Seal-Tight™ poistaa ristikontaminaation riskin ja estää kosteuden aiheuttaman vahingon toimenpiteen aikana.

- Adapterit Luzzani-, Adec-, Sirona- ja Kavo- ruiskuihin



- Kärjet 200 kpl pussi, joko valkoisina tai värillisinä



Kerr™