

RH-polyetyleenikuorikot suoraan tekniikkaan

- Hampaanmuotoiset kuorikot. Koot S, M, L, XL, XXL ja XXXL.
- Anatomisesti muotoillut, sitkeät, läpinäkyvät, polyetyleenistä valmistetut, helposti muotoiltavat kruunukuorikot.
- Helppo poistaa kovettuneen muovin päältä. Ohut kontaktipinta.
- Lopputuloksena kiiltävä ja helposti puhtaana pidettävä pinta.



REFILLIT 10 KPL/PKT

Tilausnumero	Malli/koko	
117414DS	RH Kruunu yläetu 10015	11S
117411DS	RH Kruunu yläetu 10013	11M
117408DS	RK Kruunu yläetu 10011	11L
117417DS	RH Kruunu yläetu 12015	11XL
117420DS	RH Kruunu yläetu 12013	11XXL
117423DS	RH Kruunu yläetu 12011	11XXXL
117432DS	RH Kruunu yläetu 20015	12S
117429DS	RH Kruunu yläetu 20013	12M
117426DS	RH Kruunu yläetu 20011	12L
117435DS	RH Kruunu yläetu 22015	12XL
117438DS	RH Kruunu yläetu 22013	12XXL
117441DS	RH Kruunu yläetu 22011	12XXXL
117486DS	RH Kruunu yläkulma 32015	13S
117483DS	RH Kruunu yläkulma 30013	13M
117480DS	RH Kruunu yläkulma 30011	13L
117489DS	RH Kruunu yläkulma 32015	13XL
117492DS	RH Kruunu yläkulma 32013	13XXL
117495DS	RH Kruunu yläkulma 32011	13XXXL
117543DS	RH Kruunu yläpremolaari 40015	14/15S
117540DS	RH Kruunu yläpremolaari 40013	14/15M
117537DS	RH Kruunu yläpremolaari 40011	14/15L
117546DS	RH Kruunu yläpremolaari 42015	14/15XL
117549DS	RH Kruunu yläpremolaari 42013	14/15XXL
117534DS	RH Kruunu yläpremolaari 42011	14/15 XXXL
117450DS	RH Kruunu yläetu 10016	21S
117447DS	RH Kruunu yläetu 10014	21M
117444DS	RH Kruunu yläetu 10012	21L
117453DS	RH Kruunu yläetu 12016	21XL
117456DS	RH Kruunu yläetu 12014	21XXL
117459DS	RH Kruunu yläetu 12012	21XXXL
117468DS	RH Kruunu yläetu 20016	22S
117465DS	RH Kruunu yläetu 20014	22M
117462DS	RH Kruunu yläetu 20012	22L
117471DS	RH Kruunu yläetu 22016	22XL
117474DS	RH Kruunu yläetu 22014	22XXL
117477DS	RH Kruunu yläetu 22012	22XXXL
117504DS	RH Kruunu yläkulma 30016	23S
117501DS	RH Kruunu yläkulma 30014	23M
117498DS	RH Kruunu yläkulma 30012	23L
117507DS	RH Kruunu yläkulma 32016	23XL
117510DS	RH Kruunu yläkulma 32014	23XXL
117513DS	RH Kruunu yläkulma 32012	23XXXL
117561DS	RH Kruunu yläpremolaari 40016	24/25S
117558DS	RH Kruunu yläpremolaari 40014	24/25M
117555DS	RH Kruunu yläpremolaari 40012	24/25L

Tilausnumero	Malli/koko	
117564DS	RH Kruunu yläpremolaari 42016	24/25XL
117567DS	RH Kruunu yläpremolaari 42014	24/25XXL
117552DS	RH Kruunu yläpremolaari 42012	24/25XXXL
117018DS	RH Kruunu alaetu 11016	31S
117015DS	RH Kruunu alaetu 11014	31M
117012DS	RH Kruunu alaetu 11012	31L
117036DS	RH Kruunu alaetu 11015	41S
117033DS	RH Kruunu alaetu 11013	41M
117030DS	RH Kruunu alaetu 11011	41L
117027DS	RH Kruunu alaetu 21016	32S
117024DS	RH Kruunu alaetu 21014	32M
117021DS	RH Kruunu alaetu 21012	32L
117045DS	RH Kruunu alaetu 21015	42S
117042DS	RH Kruunu alaetu 21013	42M
117039DS	RH Kruunu alaetu 21011	42L
117054DS	RH Kruunu alakulma 31016	33S
117051DS	RH Kruunu alakulma 31014	33M
117048DS	RH Kruunu alakulma 31012	33L
117063DS	RH Kruunu alakulma 31015	43S
117060DS	RH Kruunu alakulma 31013	43M
117057DS	RH Kruunu alakulma 31011	43L
117084DS	RH Kruunu alapremolaari 41012	34/35L
117087DS	RH Kruunu alapremolaari 41014	34/35M
117090DS	RH Kruunu alapremolaari 41016	34/35S
117099DS	RH Kruunu alapremolaari 41015	45/44S
117096DS	RH Kruunu alapremolaari 41013	45/44M
117093DS	RH Kruunu alapremolaari 41011	45/44L

MOLAARI REFILLIT 8 KPL/PKT

117522DS	RH Kruunu ylämolari 60015	16/17S
117519DS	RH Kruunu ylämolari 60013	16/17M
117516DS	RH Kruunu ylämolari 60011	16/17L
117531DS	RH Kruunu ylämolari 60016	26/27S
117528DS	RH Kruunu ylämolari 60014	26/27M
117525DS	RH Kruunu ylämolari 60012	26/27L
117072DS	RH Kruunu alamolari 61016	36/37S
117069DS	RH Kruunu alamolari 61014	36/37M
117066DS	RH Kruunu alamolari 61012	36/37L
117081DS	RH Kruunu alamolari 61015	46/47S
117078DS	RH Kruunu alamolari 61013	46/47M
117075DS	RH Kruunu alamolari 61011	46/47L

YLÄLEUAN LAJITELMA

- Koot S, M ja L
- Kuorikot 11, 12, 13, 14/15, 21, 22, 23 ja 24/25

Tilausnumero

117384DS RH Kruunulajitelma ylä S-L 50011 72 kpl
117378DS RH Kruunulajitelma ylä S-L 50013 168 kpl

ALALEUAN LAJITELMA

- Koot S, M ja L
- Kuorikot 31, 32, 33, 34/35, 41, 42, 43 ja 44/45

Tilausnumero

117372DS RH Kruunulajitelma ala S-L 51011 72 kpl
117369DS RH Kruunulajitelma ala S-L 51013 168 kpl

YLÄ- JA ALAETU LAJITELMA

- Koot S, M ja L
- Kuorikot 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41 ja 42

Tilausnumero

117366DS RH Kruunulajitelma yläetu/alaetu S-L 50021 72 kpl
117363DS RH Kruunulajitelma yläetu/alaetu S-L 50023 168 kpl

YLÄ- JA ALAMOLAARI LAJITELMA

- Koot S, M ja L
- Kuorikot 16/17, 26/27, 36/37 ja 46/47

Tilausnumero

117375DS RH Kruunulajitelma molaari S-L 60051 84 kpl

XL-LAJITELMA 50031 72 kpl

- Koot XL, XXL, XXXL
- Kuorikot 11, 12, 13, 14/15, 21, 22, 23 ja 24/25

Tilataan tarvittaessa



RH CORE FORM TAPPIMUOTIT

- Sitkeät, polyeteleenistä valmistetut tappimuotit. Helppo poistaa kovettuneen muovin päältä.
- Lopputuloksena kiiltävä ja helposti puhtaana pidettävä pyöreä pinta puuttuvan hampaan kruunun alla.

Tilausnumero
117405DS RH Core Form tappimuottilajitelma 70120 60 kpl
10 x no 1, 10 x no 2, 10 x no 3, 10 x no 4, 10 x no 5, 10 x no 6

Refillit 10 kpl/pkt
117387DS RH Core Form tappimuotti no 1 70011
117390DS RH Core Form tappimuotti no 2 70012
117393DS RH Core Form tappimuotti no 3 70013
117396DS RH Core Form tappimuotti no 4 70014
117399DS RH Core Form tappimuotti no 5 70015
117402DS RH Core Form tappimuotti no 6 70016



RH BASE FORM

Sitkeät, polyeteleenistä valmistetut muotit kuituvahvisteisten kevytsiltojen ja puuttuvien hampaiden alaosan valmistukseen.

Tilausnumero

117360DS RH Base Form lajitelma 71120 30 kpl
5 x yläetu, 5 x alaetu, 5 x yläpremolaari, 5 x alapremolaari, 5 x ylämolaari, 5 x alamolaari

Refillit 5 kpl/pkt

117104DS RH Base Form no 1 yläetu 71011
117105DS RH Base Form no 2 yläpremolaari 71012
117108DS RH Base Form no 3 ylämolaari 71013
117111DS RH Base Form no 4 alaetu 71014
117114DS RH Base Form no 5 alapremolaari 71015
117117DS RH Base Form no 6 alamolaari 71016

RH BASE FORM -käyttöohje

1. Muotoile Base Form oikean kokoiseksi.

2. Tarkista että Base Form sopii kovetettun kuidun alle. Täytä muotti yhdistelmämuovilla ja sovita paikoilleen kovetusta varten.

3. Poista muotti kovetuksen jälkeen.

4. Viimeistele okklusaalipinnat vapaalla kädellä tai käyttäen RH kruunumuotteja.

