

E 806/1

Teline

8 tarjottimen optimaaliseen sijoitteluun.



- 9 pidikettä (8 lokeroa), L 295, väli 37 mm
- Tarjottimen enimmäiskoko 290 x 30 mm

EAN: 4002514969718 / Materiaalin numero: 09013220 /  
Vanhan materiaalin numero: 69580603D

| Tuotteen luokitus                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pesu- ja desinfiointikoneet                                     | •                 |
| Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille | •                 |
| Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental             | •                 |
| Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto                    | •                 |
| Tuoteyhteydet                                                   |                   |
| G 7831                                                          | •                 |
| PG 8581                                                         | •                 |
| PG 8562                                                         | •                 |
| PG 8582                                                         | •                 |
| PG 8582 CD                                                      | •                 |
| PG 8591                                                         | •                 |
| PG 8592                                                         | •                 |
| PWA 8672                                                        | •                 |
| PWD 7121                                                        | •                 |
| PWD 7122                                                        | •                 |
| PWD 8682                                                        | •                 |
| PWD 8682 CD                                                     | •                 |
| PWD 8692                                                        | •                 |
| Tuoteluokka                                                     |                   |
| Teline tarjottimille                                            | •                 |
| Käyttökohde                                                     |                   |
| Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely               | •                 |
| Tuotteen ominaisuudet                                           |                   |
| Materiaali                                                      | Ruostumaton teräs |
| Väri                                                            | Ruostumaton teräs |
| Lokeroiden lukumäärä                                            | 8                 |
| Kaiteiden välinen etäisyys, mm                                  | 37                |
| Vakiosähköliitäntä                                              |                   |
| Vaiheiden määrä                                                 | 0                 |
| Jännite, V                                                      | 0-0               |
| Taajuus, Hz                                                     | 0-0               |
| Kokonaisnimellisteho, kW                                        | 0,00-0,00         |
| Sulakekoko, A                                                   | 0-0               |
| Mitat ja paino                                                  |                   |
| Ulkomitat, nettokorkeus, mm                                     | 114               |
| Ulkomitat, nettoleveys, mm                                      | 305               |
| Ulkomitat, nettosyvyys, mm                                      | 348               |
| Ulkomitat, bruttokorkeus, mm                                    | 125               |
| Ulkomitat, bruttoleveys, mm                                     | 330               |
| Ulkomitat, bruttosyvyys, mm                                     | 480               |
| Nettopaino, kg                                                  | 0,71              |
| Bruttopaino, kg                                                 | 0,85              |