



Pro-Cup™ ja Pro-Cup™ Junior

Pro-Cup™ -puhdistuskupin ulko- ja sisäpinnan lamellaarinen muoto kuljettaa puhdistuspastaa kierteisesti kohti kupin ulkoreunaa. Tällä tavalla vältetään roiskeilta ja puhdistuspasta ohjautuu hampaan pinnan suuntaan. Pro-Cup™ -puhdistuskupit on saatavana pehmeänä (vaaleansininen) ja kovana (tummansininen).

- Kerr Pro-Cup® -puhdistuskupit takaavat hygieenisen ja tehokkaan työskentelyn
- Kertakäyttöinen puhdistuskuppi estää ristikontaminaation
- Materiaalin alhainen kitka ei ylikuumenta puhdistettavaa pintaa
- Pro-Cup™ Junior -puhdistuskuppia suositellaan lapsille ja olosuhteisiin, jotka ovat ahtaat
- Pro-Cup™ ei sisällä lateksia

Kokeile Cleanic™-puhdistuspastojen kanssa!

