

**C166A**

Knochenfräser • Bone Cutter  
Fraise à os  
 ⌚ opt. 3.000  
 🗑️ 3



Shank Size Ø <sub>10</sub> mm	L mm		10,0 021
	ISO	Order No.	
HP	500 104 409 298...	C166A.104...	021
RAXL	500 206 409 298...	C166A.206...	021

**C166SAC**

ZrN (Zirkon-Nitrid)  
Hartbeschichtung  
ZrN (zircon nitride) hard coating  
ZrN (nitride de zirconium) revêtement

**C166SAC**


Knochenfräser  
Bone Cutter  
Fraise à os  
 🗑️ 3



Shank Size Ø <sub>10</sub> mm	L mm		10,0 021
	ISO	Order No.	
HP	506 104 409 337...	C166SAC.104...	021
	⌚ max. 100.000	⌚ opt. 20.000	

**C167 LINDEMANN**

Knochenfräser • Bone Cutter  
Fraise à os  
 ⌚ opt. 3.000  
 🗑️ 3



Shank Size Ø <sub>10</sub> mm	L mm		10,0 023
	ISO	Order No.	
HP	500 104 410 297...	C167.104...	023
RAXL	500 206 410 297...	C167.206...	023

**C254**

Fräser für Blattimplantate  
Cutter for blade Implants  
Fraise pour Implant lame



⌚ opt. 80.000, ⌚ max. 100.000  
 🗑️ 3



Shank Size Ø <sub>10</sub> mm	L mm		6,0 010	6,0 012
	ISO	Order No.		
FGXL	500 316 415 296...	C254.316...	010	012
FGXXL	500 317 415 296...	C254.317...	010	012

**C254A**

Knochenfräser  
Bone Cutter  
Fraise à os  
 ⌚ opt. \* 80.000 / \*\* 40.000  
 ⌚ max. 100.000  
 🗑️ 3



Shank Size Ø <sub>10</sub> mm	L mm		6,0 012
	ISO	Order No.	
FGXL *	• 500 316 415 298...	C254A.316...	012
FGXXL *	• 500 317 415 298...	C254A.317...	012
HP **	• 500 104 415 298...	C254A.104...	012
RAL **	• 500 205 415 298...	C254A.205...	012
RAXL **	• 500 206 415 298...	C254A.206...	012

**C254A**

Indikationen: Freilegen und entfernen retinierter Weisheitszähne, Wurzelspitzenresektionen, Präparation von Knochensubstanz und eines Knochendeckels, Zerteilen von Zähnen und Zahnwurzeln.

Indications: Exposing and removing impacted wisdom teeth, apicectomies, preparation of bone structure and a bone lid, separating teeth and tooth roots.

Indications: Exposition et extraction des dents de sagesse incluses, résections apicales, préparations osseuses, préparation de volets osseux, section des dents ou des racines dentaires.

**C254AAC**

Knochenfräser  
Bone Cutter  
Fraise à os  
 🗑️ 3



Shank Size Ø <sub>10</sub> mm	L mm		6,0 012
	ISO	Order No.	
FGXXL	• 506 317 415 298...	C254AAC.317...	012
	⌚ max. 100.000	⌚ opt. 60.000	

**C254AAC**

ZrN (Zirkon-Nitrid) Hartbeschichtung. Indikationen: Freilegen und entfernen retinierter Weisheitszähne, Wurzelspitzenresektionen, Präparation von Knochensubstanz und eines Knochendeckels, Zerteilen von Zähnen und Zahnwurzeln.

ZrN (zircon nitride) hard coating. Indications: Exposing and removing impacted wisdom teeth, apicectomies, preparation of bone structure and bone lids, separating teeth and tooth roots.

Revêtement ZrN (nitride de zirconium). Indications: Dégagement et avulsion de dents de sagesse retenues, résections apicales, préparation de la substance osseuse et de volets osseux, sections coronaires et radiculaires.