


APWD 153

Kori

DIN-vakioverkkokorien ja erilaisten telineiden tukemiseen.



EAN: 4002516847540 / Materiaalin numero: 12537450 /

Vanhan materiaalin numero: 69615300D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
PWD 8682 C	•
Tuoteluokka	
Korirunko/lavetti	•
Käyttökohde	
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely	•
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Eläinlääkärin instrumenttien käsittely	•
Jalkaterapian instrumenttien käsittely	•
Vatien koneellinen käsittely	•
Kaarimaljojen koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tarjottimien koneellinen käsittely	•
Verkkokorien koneellinen käsittely	•
Pienten osien koneellinen käsittely	•
Erilaisten välineiden koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Musta
Kapasiteetti	
DIN-verkkokorit [määrä]	2
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	88
Ulkomitat, nettoleveys, mm	530
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	522
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	115
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	540
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	553
Nettopaino, kg	1,86
Bruttopaino, kg	2,47