

E 131/1

Teline

enintään 5 verkkokorin tai kaarimaljan optimaaliseen sijoitteluun.



- Tilaa 5 verkkokorille tai kaarimaljalle
- 6 pidikettä, korkeus: 160 mm, väli: 80 mm
- Alakoriin
- E 363 verkkokoriin

EAN: 4002513317336 / Materiaalin numero: 05771030 /
Vanhan materiaalin numero: 69513102D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydät	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline verkkokoreille	•
Teline kaarimaljoille	•
Käyttökohde	
Kaarimaljojen koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Kaiteiden välinen etäisyys, mm	80
Kaiteiden korkeus, mm	160
Kapasiteetti	
Kaarimaljat [määrä]	5
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	168
Ulkomitat, nettoleveys, mm	180
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	495
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	185
Ulkomitat, bruttotoleveys, mm	200
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	530
Nettopaino, kg	0,61
Bruttopaino, kg	0,90