

# FibreKleer™ 4x

Kuitunasta



## Miksi FibreKleer?

**Vahva & joustava** – Dentiinin kaltainen



**Läpikuultavat** kuitunastat tekevät restauraatiosta luonnollisen näköisen

**4 kertainen** näkyvyys röntgenkuvassa—hyvä radio-opasiteetti

**Uusi värikoodaus** nastoissa ja porissa

**Monia kokoja** ja paksuuksia

### FIBREKLEER 4X POST OPTIONS



Radiopacity

**Sylinterimäiset nastat** - sininen, keltainen ja punainen.

Erittäin hyvä tuki kanavaan laajoissa posterioorissa täytteissä

**Kooniset nastat** - vihreä, violetti ja musta.

Perinteiset preparoinnit, mukautuvat kanavan muotoon

**Alkuperäiset/Sahalaitaiset nastat** - sininen, keltainen ja punainen.

Erittäin hyvä retentio sementille ja kanavalle koko pituudella

**FibreKleer 4x** kuitunastojen radio-opasiteetti on 400% ja ne voidaan tunnistaa välittömästi röntgenkuvassa, samoin ne näkyvät myös seurantakuviissa. Tämä auttaa myös valon läpäisyssä ja niitä voidaan käyttää sellaisten materiaalien kanssa, jotka tarvitsevat valokovetusta.



Paralleel



Tapered



Original

## Pakkausvaihtoehdot



10 nastaa



30 nastaa



Setti jossa kuitunastat ja porat

