

CaviCide™ neste

CaviCide™ desinfiointineste on käyttövalmis ja monikäyttöinen

CaviCide™ desinfiointiaineet on tarkoitettu käytettäväksi ei-invasiivisten lääkinällisten laitteiden kovilla, huokosettomilla pinnoilla hammaslääkärivastaantotoilla, odotushuoneissa ja hammaslaboratorioissa.



Kliinisesti merkitykselliset vaikutusalueet - Baterisidinen, virusidinen, fungisidinen, tuberkulosidinen ja hiivoja tuhoava.

Tuhoaa uuden Covid-19 koronaviruksen.

Tappaa suurimman osan taudinaiheuttajista 2-3 minuutissa – Tehoa ajan kuluessa ja vähentää ristikontaminaation riskiä.

Käyttövalmiit tuotteet - Laimennusta tai sekoittamista ei tarvita.

Alhainen alkoholipitoisuus - 17%, mikä tarkoittaa erinomaista yhteensopivuutta eri materiaalien kanssa.

CaviCide™ pintadesinfiointiaine – Lääkinällisten laitteiden ja pintojen puhdistukseen ja desinfiointiin

Tappaa uuden Covid-19 koronaviruksen

CaviCide™ on kätevä, käyttövalmis, laajakirjoinen keskitason desinfiointiaine lääketieteellisten ja hammaslääketieteellisten laitteiden koville, huokosittomille pinnoille. Tällaisia ovat mm. muovi (polykarbonaatti, polyvinyyli, polypropyleeni ja polystyreeni), ruostumaton teräs, lasi, plexilasi, ei huokoinen vinyyli ja vinyyliverhoilu sekä maalatut pinnat.

Se on tehokas tuberkuloosia (TB), viruksia, bakteereja ja sieniä vastaan. Vain 17% alkoholia sisältävä CaviCide™ on vähemmän aggressiivinen kuin usein käytetyt tuotteet, joissa on paljon alkoholia.

- Monikäyttöinen desinfiointiaine, jota voidaan käyttää esipuhdistusaineena, puhdistusaineena ja desinfiointiaineena
- Tehoamis aika on 2-3 minuuttia bakteereihin, viruksiin, tuberkuloosiin ja sieniin
- Laaja kirjoinen ja nopeasti vaikuttava: Virukset ja bakteerit, mukaan lukien tuberkuloosi, HBV, HCV, HIV, MRSA, VRE, MVA, Sars-CoV-1 ja sienet
- Alhainen alkoholipitoisuus (17%)
- Hankaamaton: Sopii käytettäväksi kovilla, huokosittomilla materiaaleilla
- Turvallinen: Ei sisällä fenolia, valkaisuainetta tai muita myrkyllisiä kemikaaleja
- Säästää aikaa ja varastotiloja: Puhdistus- ja desinfiointiaine samassa tuotteessa.
- Käyttövalmis liuos: Laimennusta eikä sekoittamista tarvita, joten tehokkuus on varmaa

CaviCide™ pintadesinfiointiaineen käyttöalueet

CaviCide™ pintadesinfiointiainetta voidaan käyttää kaikilla hammaslääkärin alueilla, mukaan lukien leikkaussalit, eristystilat, potilaan hoitoalueet ja laboratoriot.

Sitä voidaan käyttää myös:

- Esipuhdistuksessa lian positoon
- Ultraäänipesulaitteissa
- Pintojen pyyhintään
- Desinfiointiaineena suihkepullosta
- Desinfioivana liotusaineena ei-kriittisille instrumenteille

Ohjeiden mukaan käytettynä CaviCide™ on tehokas myös puolikriittisten laitteiden ja välineiden puhdistamiseen ennen sterilointia.

CaviCide™ jäljennösten desinfiointiaineena

CaviCide™ sopii erittäin hyvin käytettäväksi kaikkien jäljennösmateriaalien kanssa, mukaan lukien silikonit ja algiinaatit. Jäljennösten desinfioinnissa CaviCide™:n lyhyt vaikutusaika ja alhainen alkoholipitoisuus vähentää jäljennösten muodonmuutosmahdollisuuksia puhdistuksen ja desinfioinnin aikana.

