

A 815

Suutin

Optimipuhdistus käsi- ja kulmakappaleille, joissa on ulkoinen suihkukanava.



- Käytetään A 812:n, A 813/1:n kanssa tai yläkorissa A 105/1#
- Käytetään A 105/1:ssä ainoastaan yhdessä suodatinputken A 800 kanssa
- Koostuu 4 suuttimesta silikoniletkuineen, pituus n. 114 mm

EAN: 4002515830413 / Materiaalin numero: 10619690 /
Vanhan materiaalin numero: 68681500D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Tuoteyhteydät	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Suihkusuutin	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs, Muovit
Väri	Ruostumaton teräs, Läpinäkyvä
Kapasiteetti	
Käsi- ja kulmakappaleet [määrä]	4
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	10
Ulkomitat, nettoleveys, mm	10
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	114
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	80
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	95
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	110
Halkaisija, mm	10
Nettopaino, kg	0,05
Bruttopaino, kg	0,12