

Uutuus!

IrriFlex®




Juurikanavan huuhteluneula

- Yksittäin pakattu
- ISO 7-sertifikaatti
- Kertakäyttöinen, ei voi steriloida
- Sopii kaikkiin Luer-Lock-kiinnitteisiin ruiskuihin.
- Pituus 27 mm. Syvyysmerkinnät 18, 19, 20 ja 22 mm. Koko kärjestä 0,3 mm (30 G) ja Taper 0.04.
- Joustava – valmistettu pehmeästä polypropyleenistä. Voidaan esitaivuttaa.
- Tehokas – patentoitu Irriflex-muotoilu. 2-puoleiset huuhtelureiät. Voimakas lateraalinen huuhtelu ja kapeneva muoto poistaa hyvin jäämät kanavasta.
- Käyttäjystävällinen läpinäkyvä neula

Til.nro 21400 20 kpl

Til.nro 21401 40 kpl

Tilaa verkkokaupasta > unident.fi



*We'll back
you up*

 **UNIDENT®**

UNIDENT OY | puh. 020 177 2300 | info@unident.fi | unident.fi