


E 807

Teline

enintään 3 verkkokorin tai kaarimaljan optimaaliseen sijoitteluun.



- K 144 mm, L 140 mm, S 290 mm
- 4 pidikettä (3 lokeroa), kork. 165 mm, väli 68 mm mm

EAN: 4002514951638 / Materiaalin numero: 07984220 /
Vanhan materiaalin numero: 69580701D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet	•
Pesu- ja desinfiointikone, pieni, hammashuollon instrumenteille	•
Suurikammioiset pesu- ja desinfiointikoneet, dental	•
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Teline verkkokoreille	•
Teline kaarimaljoille	•
Käyttökohde	
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Lokeroiden lukumäärä	3
Kaiteiden välinen etäisyys, mm	68
Kapasiteetti	
Erilaiset verkkokorit [määrä]	3
Kaarimaljat [määrä]	3
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	144
Ulkomitat, nettoleveys, mm	140
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	290
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	480
Ulkomitat, bruttoleveys, mm	320
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	130
Nettopaino, kg	0,32
Bruttopaino, kg	0,47