

E 146

Teline

Erialaisten instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Hammashuollon anestesiaamasteille
- Silmukkakoko: pohjassa 3 mm, sivuilla 1,7 mm, kannessa 8 mm
- 2 saranoitua kahvaa
- Ylä- ja alakoriin

EAN: 400251116009 / Materiaalin numero: 03346680 /
Vanhan materiaalin numero: 69514601D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydät	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Verkkokori	•
Käyttökohde	
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	55
Ulkomitat, nettoleveys, mm	150
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	225
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	75
Ulkomitat, bruttotoleveys, mm	165
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	245
Nettopaino, kg	0,61
Bruttopaino, kg	0,70