

E 451

Verkkokori

Erilaisten instrumenttien optimaaliseen sijoitteluun.



- Kannellinen verkkokori pienille osille
- Silmukkakoko: pohjassa 1 mm, sivuilla 0,8 mm, kannessa 1 mm
- Silmukkakoko: pohjassa 3 mm, sivuilla 1,7 mm, kannessa 3 mm

EAN: 4002511908154 / Materiaalin numero: 04203910 /
Vanhan materiaalin numero: 69545101D

Tuotteen luokitus	
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto	•
Tuoteyhteydet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Tuoteluokka	
Verkkokori	•
Käyttökohde	
Anestesian instrumenttien koneellinen käsittely	•
MIS-instrumenttien koneellinen käsittely	•
Tuotteen ominaisuudet	
Materiaali	Ruostumaton teräs
Väri	Ruostumaton teräs
Vakiosähköliitäntä	
Vaiheiden määrä	0
Jännite, V	0-0
Taajuus, Hz	0-0
Kokonaisnimellisteho, kW	0,00-0,00
Sulakekoko, A	0-0
Mitat ja paino	
Ulkomitat, nettokorkeus, mm	55
Ulkomitat, nettoleveys, mm	160
Ulkomitat, nettosyvyys, mm	240
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm	75
Ulkomitat, bruttotoleveys, mm	165
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm	245
Nettopaino, kg	0,79
Bruttopaino, kg	0,85