



Kirkas näkymä



EXACLEAR GC:ltä

Kirkas vinyylipolysiloksaanimateriaali

Luottotuotteesi
läpinäkyvään työskentelyyn

GC

EXACLEAR GC:ltä

Lisää läpinäkyvyyttä

EXACLEAR on innovatiivinen, kirkas silikonimateriaali, joka täyttää vaativien esteettisten töiden asettamat vaatimukset ja auttaa saavuttamaan upean lopputuloksen. Materiaalin täydellinen läpinäkyvyys tekee siitä erityisen tehokkaan vaihtoehdon hankaliin kliinisiin tilanteisiin.



Muovin injektioimista voi seurata visuaalisesti.

*Ei GC:n rekisteröimä tavaramerkki



Kristallin kirkkautta

Korkea läpinäkyvyys tarjoaa mahdollisuuden seurata materiaalin liikettä visuaalisesti ja valokovettaa työ tehokkaasti silikonin läpi.

Tämä lisää konversiota ja estää happi-inhibitiokerroksen syntymisen, mikä tekee viimeisestä **kiillotusvaiheesta helpomman**.



EXACLEAR-materiaalin läpinäkyvyys (äärimmäisenä oikealla) kilpailijoihin verrattuna.

Ihanteellinen koostumus takaa työn onnistumisen

Juoksevuus ilman painetta



Ihanteellinen koostumus asettuu **helposti jäljennöslusikkaan**

Juoksevuus paineen alla



Juokseva koostumus **adaptoituu täydellisesti** ja toistaa **yksityiskohdat täsmällisesti**

Helppo porata



Kovettuttuaan **jäykkä ja luja** – materiaalia on helppo leikata ja siihen on helppo porata reikiä injektioimista varten

Ei repeydy



Riittävän **joustava**, jotta materiaali voidaan poistaa **ilman, että se murtuu tai muuttaa muotoaan**

Koska nopeus on valttia

Vain **kaksi minuuttia** suussa, ja jäljennös on kovettunut ja voidaan poistaa.

Mallin päällä materiaalin kovettuminen vie **seitsemän minuuttia**.



2 min suussa



7 min suun ulkopuolella

Tutustu injektioomuottitekniikkaan

Suorat laminaatit vastaanotolla

Kun kliinisessä työssä käytetään EXACLEAR--materiaalia yhdessä injektoitavan yhdistelmämuovin, kuten G-ænial Universal Injectable -muovin kanssa, työt ovat yhtä kauniita kuin epäsuorat laminaatit, mutta valmistuvat nopeammin, edullisemmin ja vaativat **vähemmän invasiivisia toimenpiteitä**.

Koska EXACLEAR on täysin läpinäkyvää, työn **pienimmätkin yksityiskohdat** on helppo tarkistaa ja happi-inhibitiokerroksen synnyn voi estää, jolloin viimeinen kiillotusvaihe helpottuu. **G-ænial Universal Injectable** sopii tiksotrooppisen koostumuksensa, lujuutensa ja kiiltonsa ansiosta erittäin hyvin juuri tähän tekniikkaan.



1. Lähtötilanne



2. Täytä jäljennöslusikka EXACLEAR-materiaalilla ja ota vahatusta kipsimallista jäljennös



3. Poista kirkas silikonin lusikasta kovettumisen jälkeen



4. Poraa reikä silikonin indeksin muovin injektioista varten



5. Eristä viereinen hammas, etsä kiille ja levitä sidosaine



6. Aseta silikonin indeksi suuhun ja injektoid G-ænial Universal Injectable indeksiin poratusta reiästä



7. Valokoveta silikonin indeksin läpi ja poista se sitten paikoiltaan



8. Poista muovin ylimäärät terällä



9. Lopputulos parin kiillotusvaiheen jälkeen

Kuvat: HLT A. Salehi, Ranska

Kuluneen purennan korjaaminen vastaanotolla suorilla yhdistelmämuoveilla

Injektiovalutekniikka on ihanteellinen menetelmä myös kulumien korjaamiseen tai monimutkaisen morfologian jäljittelyyn. Koska EXACLEAR on täysin läpinäkyvää, injektion etenemistä voi seurata ja hallita samalla, kun hoitaa useaa hammasta kerralla. **G-ænial Universal Injectable** -materiaalin korkea taivutuslujuus ja kulutuksenkestävyys sopivat näihin taka-alueen töihin erinomaisesti.



1. Lähtötilanne



2. Täytä jäljennöslusikka EXACLEAR-materiaalilla ja ota mallin vahauksesta jäljennös



3. Tilanne injektiovalumenetelmän jälkeen

Kuvat: HLT A. Mak, Australia

EXACLEAR GC:ltä

Kristallin kirkkautta



EXACLEAR

012792	EXACLEAR, 2x 48 ml patruuna, 6x sekoituskärki II (koko S)
800100	60 x sekoituskärki II (koko S)

Luottotuotteesi hankalissa kliinisissä tilanteissa

Injektiovalu- tekniikka

EXACLEAR-materiaalin injektioimista on helppo hallita



G-ænial Universal Injectable

Luja ja täydellisen tiksotrooppinen injektoitava yhdistelmämuovi

Kerrostus- tekniikka

EXACLEAR on helppo valokovettaa palatinaalisesti



Essentia

Erittäin esteettinen yhdistelmämuovimateriaali, yksinkertainen värijärjestelmä

Kuituvahvisteisten retentiokaarien asettamiseen

Tehokas sidosaineen ja kuitujen valokovetus EXACLEAR-materiaalin läpi



everStickORTHO

Lasikuitulujite esteettisille oikomiskojeille

Väliaikaiset kruunut ja sillat

EXACLEAR-materiaalin avulla kruunu- ja siltamateriaalin valokovettaminen onnistuu täydellisesti



TEMPSMART DC

Kaksoiskovetteinen materiaali väliaikaisille kruunuille ja silloille

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://www.gceurope.com>

GC NORDIC AB

Finnish Branch
Bertel Jungin aukio 5 (6. kerros)
FIN-02600 Espoo
Tel: +358 40 9000 757
info.finland@gc.dental
<http://finland.gceurope.com>
<http://www.gceurope.com>

